

# AirSep® FreeStyle™

MOBILER SAUERSTOFFKONZENTRATOR

## FREIHEIT HAT EIN NEUES GESICHT

CAIRE hat den leichten mobilen Sauerstoffkonzentrator AirSep FreeStyle noch weiter optimiert. Das neue Design wird durch Funktionen und Vorteile ergänzt, durch die das Gerät nicht nur für Patienten attraktiver sondern auch für Leistungserbringer zuverlässiger wird.

- **Neuer Netzteilanschluss**

Der vollständig neu konstruierte, verstellbare Steckverbinder bietet eine noch einfachere Anwendung: Es müssen keine Pins mehr ausgerichtet werden und auch ein Entriegeln ist nicht mehr nötig. Robuste Metallanschlusspunkte gewährleisten höchste Langlebigkeit des Geräts und des Netzteils.

- **Neuer, anwenderseitig austauschbarer Akku**

Es ist nicht mehr nötig, das Aufladen eines internen Akkus abzuwarten oder schwere externe Akkus zu ergänzen. Das Akkupack wird bei jedem Anschluss an das Stromnetz aufgeladen, ist an der Vorderseite des Geräts leicht zugänglich und kann so im Handumdrehen ausgetauscht werden.

- **Längere Akkubetriebsdauer**

Das neue Akkupack bietet eine zusätzliche Stunde Betriebsdauer in Einstellung 2, wodurch mit einem einzigen Akkupack eine Gesamtbetriebsdauer von 3 ½ Stunden möglich ist.

- **Moderne Farbgebung**

Die neue Farbgebung ist ansprechender und erscheint nicht medizinisch. Die matte Oberfläche trägt zur Vermeidung von Kratzern bei.



  
**CAIRE**®  
A Chart Industries Company

2200 Airport Industrial Drive, Suite 500

Ball Ground, GA 30107, USA

770.721.7759 |

Gebührenfrei unter +49 (0) 202 73955409

[www.CAIREMedical.com](http://www.CAIREMedical.com)



Copyright 2016 Chart Industries  
ML-CONC0078-2 Rev A

## VORTEILE FÜR LEISTUNGSERBRINGER

- Mit den Einstellungen 1-3 können die Bedürfnisse der meisten Patienten, ohne zusätzliches Gewicht oder höhere Kosten für Geräte mit höherer Kapazität abgedeckt werden.
- Kostenintensive Sauerstofflieferungen entfallen
- Langjährig bewährte und zuverlässige Qualität
- Drei Jahre Garantie (auch auf die Siebnetze)

## VORTEILE FÜR PATIENTEN

- Gewicht unter 2,5 kg
- Kleiner, kompakter Korpus
- Benutzerseitig austauschbares Akkupack mit bis zu 3½ Stunden Akkubetriebsdauer in der Stufe 2
- Variabler Tragekomfort durch Griff, Schulterriemen oder Rucksack
- FAA-zugelassen (Bundesluftfahrtbehörde)
- Volles Funktionsspektrum durch Gleich- und Wechselstromversorgung
- Einfacher One-Touch-Betrieb

## KLINISCHE MERKMALE

- Marktführend durch UltraSense Technologie: sensibelste Auslöseempfindlichkeit für Bolusabgabe
- Schnelle Erkennung der Atmung und Abgabe von Sauerstoff im ersten Drittel der Einatemphase
- Die Bolusgröße passt sich der Atemfrequenz an.
- Steigerung von Mobilität und Lebensqualität durch geringes Gewicht



### TECHNISCHE DATEN

Durchflussraten	Impuls 1-3
Abmessungen	8,6 x 6,1 x 3,6 in (21,8 x 15,5 x 9,1 cm)
Gewicht (mit Akku)	4,9 lb (2,2 kg)
AC-Stromversorgung	100-240 VAC, 50-60 Hz (1,75 Ampere)
DC-Stromversorgung	11-16 VDC (max. 8,0 Ampere)
Betriebstemperatur	41 °F bis 104 °F (5 °C bis 40 °C)
Geräuschpegel	41 dB(A) bei Einstellung 2
Betriebshöhe	Bis 12.000 ft (3657,6 m)
O2-Konzentration	90% (+5.5% / -3%)
Akkulaufzeit	Einstellung 1 – 6,5 Stunden (06:30) Einstellung 2 – 3,5 Stunden (03:30) Einstellung 3 – 3,0 Stunden (03:00)
Ladezeit des Akkus	4 bis 5 Stunden
Einlaufzeit	< 2 Minuten
O2-Volumen	Einstellung 1 – 227,5 ml/min Einstellung 2 – 420 ml/min Einstellung 3 – 500 ml/min

**Beschränkte Garantie**  
3 Jahre Gerät  
1 Jahr Akku und Netzteile

### BESTELLINFORMATIONEN

**FreeStyle umfasst:** Tragbaren Konzentrator, Akkupack, universelle AC-/DC-Stromversorgung, Wechselstrom-Netz Kabel, Gleichstrom-Netz Kabel, Tragetasche, Schulterriemen, Bedienungsanleitung, Allzweck-Zubehörtasche

<b>AS095-101</b>	USA
<b>AS095-102</b>	Europa
<b>AS095-B101</b>	USA – 2 Akkus
<b>AS095-B102</b>	Europa – 2 Akkus
<b>AS095-103</b>	Australien
<b>AS095-104</b>	Großbritannien
<b>AS095-B104</b>	Großbritannien – 2 Akkus
<b>AS095-105</b>	Brasilien
<b>AS095-106</b>	Schweiz

*\*Netzteile für weitere Länder sind ggf. erhältlich – kontaktieren Sie den Kundenservice\**

### ZUBEHÖR

<b>BT033-1</b>	Ersatz-Akkupack
<b>MI284-1</b>	Rucksack-Trägerriemen
<b>MI419-1</b>	Tragetasche
<b>MI320-1</b>	Allzweck-Zubehörtasche
<b>MI426-1</b>	Schulterriemen
<b>FI144-1</b>	Einlassfilter
<b>PW032-1</b>	Universelles Netzteil (US)
<b>PW032-2</b>	Universelles Netzteil (EU)
<b>PW032-4</b>	Universelles Netzteil (UK)

*Netzteil enthalten*

<b>BT032-1</b>	Tischladegerät (US)
<b>BT032-2</b>	Tischladegerät (EU)
<b>BT032-4</b>	Tischladegerät (UK)

*Kabel enthalten*

**CAIRE**<sup>®</sup>  
A Chart Industries Company

2200 Airport Industrial Drive, Suite 500

Ball Ground, GA 30107, USA

770.721.7759 |

Gebührenfrei unter +49 (0) 202 73955409

[www.CAIREMedical.com](http://www.CAIREMedical.com)

**CHART**<sup>®</sup>

Copyright 2016 Chart Industries  
ML-CONC0078-2 Rev A