

OFFREZ PLUS DE CONFORT AUX PATIENTS

LE **SUMMUM** EN
MATIÈRE
D'OXYGÈNE

Companion® 1000 e 1000T

Portable Oxygène Liquide

Apport en oxygène fiable

L'appareil d'oxygène liquide portable Companion 1000 et l'appareil d'oxygène liquide portable à débit élevé Companion T offrent un dispositif léger aux patients ayant besoin d'un flux continu d'oxygène. L'appareil fiable Companion 1000 allie confort et maniabilité dans un système d'oxygène liquide portable simple à utiliser et robuste. Il se remplit rapidement et simplement grâce à un réservoir universel Companion, Liberator ou HELIOS Universel. L'appareil Companion T offre les mêmes caractéristiques de conception ainsi que des paramètres avancés exprimés en l/min pour des débits supérieurs.

POINTS FORTS

- △ Petit et léger, cet appareil permet un style de vie plus actif.
- △ Portabilité
- △ Le Companion 1000 propose 11 réglages de débit standard de 0,25 à 6 l/min.
- △ Le Companion T est équipé d'une valve de contrôle intégrée qui permet des réglages de 0,50 à 15 l/min.
- △ Les deux appareils permettent un fonctionnement d'environ 7,7 heures à 2 l/min.
- △ Les indicateurs de contenu ne nécessitent pas de batteries.
- △ Des commandes et des indicateurs encastrés réduisent les risques de dommage et les modifications accidentelles de réglages.



Composez le **05 61 08 98 58** pour commander.


CAIRE®
A Chart Industries Company
AirSep® / SeQual®
www.CAIREmedical.com



Companion 1000 e 1000T

Portable Oxygène Liquide

Caractéristiques techniques du produit

	Companion 1000	Companion 1000T
Capacité en oxygène liquide	1,41 kg	1,41 kg
Capacité équivalente en gaz	1 058 l	1 058 l
Poids avec réservoir vide	2,27 kg	2,59 kg
Poids avec réservoir plein	3,67 kg	3,99 kg
Hauteur	35,1 cm	36,83 cm
Autonomie type à 2 l/min	7,7 h	7,7 h
Pression de fonctionnement	152 kPa (22 psi)	152 kPa (22 psi)
Taux d'évaporation normal	0,70 kg/jour	0,70 kg/jour
Plage de réglage du débit standard	Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 l/min	Arrêt, 0,5 / 1 / 1,5 / 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15

Informations de commande

Description

Appareil d'oxygène liquide portable Companion 1000

Référence catalogue

B-700885-00

Appareil d'oxygène liquide portable à débit élevé Companion T

B-70883-00

Accessoires

Sac à dos pour appareil d'oxygène liquide

10018138

Chariot, Companion 1000

B-775295-00

Manomètre, tuyau adaptateur

B-775270-00

Panier pour fauteuil roulant, transport

B-775538-00

CAIRE, Inc.

2200 Airport Industrial Drive, Suite 500

Ball Ground, GA 30107, États-Unis

Tél. : 770 721 7759 • Numéro gratuit : 1 800 482 2473

Fax : 770 721 7758

Chart BioMedical, Ltd.

Unit 6, Ashville Way

Wokingham,

Berkshire, RG41 2PL, Royaume-Uni

Tél. : +44(0) 1189 367060 • Fax : +44(0) 1189 799245

Toutes les illustrations et les spécifications contenues dans ce document sont basées sur les dernières informations du produit au moment de la publication. CAIRE Inc. se réserve le droit de mettre fin à ses produits, ou de modifier les prix, les matériaux, les équipements, la qualité, les descriptions, les caractéristiques et / ou les procédés pour ses produits à tout moment et sans préavis et avec aucune autre obligation ou conséquence. Nous nous réservons tous les droits non mentionnés dans ce document le cas échéant.