

CREAR MEJORES RESULTADOS CON PACIENTES

Companion®

1000 y 1000T

EL ARTE DEL OXÍGENO

Suministro fiable de oxígeno

Las unidades de oxígeno líquido portátiles Companion 1000 y Companion T High-Flow ofrecen una opción ligera de terapia con oxígeno para pacientes que requieren flujo de oxígeno continuo. La fiable unidad Companion 1000 combina comodidad y conveniencia en un sistema de oxígeno líquido portátil duradero y fácil de usar. Se llena de forma rápida y sencilla desde cualquier depósito universal Companion, Liberator o HELIOS. La unidad Companion T ofrece las mismas características de diseño, además de mayores ajustes de la capacidad de litros por minuto para tasas de flujo más elevadas.

CARACTERÍSTICAS:

- ▷ Diseño pequeño y ligero que permite un estilo de vida más activo.
- ▷ Transporte fácil.
- ▷ La unidad Companion 1000 tiene 11 ajustes de flujo estándar de 1/4 a 6 LPM.
- ▷ La unidad Companion T tiene una válvula de control integrada con ajustes desde 1/2 a 15 LPM.
- ▷ Ambas proporcionan unas 7,7 horas de uso a 2 LPM.
- ▷ El indicador de contenido no requiere baterías.
- ▷ Control e indicadores empotrados que minimizan los daños y los cambios accidentales en la configuración.



Llame al 44(0) 1344 403100 para realizar su pedido.


CAIRE®
SEQUAL®
WWW.CAIRE-SEQUAL.COM



Companion

1000 y 1000T

Especificaciones del producto

	Companion 1000	Companion 1000T
Capacidad de LOX	1,41 kg	1,41 kg
Capacidad gaseosa equivalente	1058 L	1058 L
peso, vacío	2,27 kg	3,67 kg
Peso, lleno	2,54 kg	3,95 kg
Altura	351 mm	368 mm
Tiempo de uso típico a 2 LPM	7,7 horas	7,7 horas
Presión de funcionamiento	22 psi (152 kPa)	22 psi (152 kPa)
Tasa de evaporación normal	0,70 kg/día	0,70 kg/día
Rango de control de flujo estándar	Apagado, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 LPM	Apagado, 0,5, 1, 1,5 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15

Información de pedidos

Descripción	Número de catálogo
Unidad de oxígeno líquido portátil Companion 1000	B-775099-00
Unidad de oxígeno líquido portátil Companion T High-Flow	B-775532-00
Accesorios	
LOX de mochila	100181138
Carro, Companion 1000	B-775295-00
Medidor de presión, adaptador de tubo	B-775270-00
Cesta de silla de ruedas, transporte	B-775538-00

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107 (EE. UU.)
Teléfono 770.721.7759 • Llamada gratuita 1-800-482-2473
Fax 770.721.7758

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way
Wokingham,
Berkshire, RG41 2PL
Teléfono +44(0) 1344 403100 • Fax +44(0) 0118 9799245