

FÜR EINE BESSERE VERSORGUNG DER PATIENTEN

Companion®

1000 & 1000T

DIE KUNST DER SAUERSTOFFVERSORGUNG

Zuverlässige Sauerstoffversorgung

Die leichten, tragbaren Flüssigsauerstoff-Einheiten Companion 1000 und Companion T High-Flow dienen zur Sauerstofftherapie bei Patienten die eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung benötigen. Die zuverlässige Companion 1000-Einheit vereint Komfort und Anwenderfreundlichkeit in einem beständigen, tragbaren Flüssigsauerstoffsystem. Die Einheit kann schnell und einfach an jedem Companion-, Liberator- oder HELIOS Universal-Behälter aufgefüllt werden. Bei der Companion T-Einheit kann darüber hinaus eine erhöhte Durchflussrate (bis 15 Liter pro Minute) eingestellt werden.

PRODUKTMERKMALE

- △ Klein und handlich
- △ Leicht zu tragen
- △ Elf Durchfluss-Einstellungen von 1/4 l/min bis 6 l/min (Companion 1000)
- △ Integriertes Ventil, regelbar von 1/2 l/min bis 15 l/min (Companion T)
- △ Durchschnittliche Nutzungsdauer: 7,7h bei 2 l/min
- △ Leichte Füllstandsermittlung mittels Federwaage
- △ Vorbeugung versehentlicher Einstellungsänderungen durch versenkte Bedienelemente



Rufen Sie unter (0) 202 739 55409 an und bestellen Sie!


CAIRE®
SEQUAL®
WWW.CAIRE-SEQUAL.COM



Companion

1000 & 1000T

Produktmerkmale

	Companion 1000	Companion 1000T
LOX-Kapazität	1,41 kg	1,41 kg
Gasvolumen	1058 l	1058 l
Leergewicht	2,27 kg	3,67 kg
Gewicht in gefülltem Zustand	2,54 kg	3,95 kg
Höhe	351 mm	368 mm
Typische Nutzungsdauer bei 2 l/min	7,7 Stunden	7,7 Stunden
Betriebsdruck	22 psi (1,52 bar)	22 psi (1,52 bar)
Normale Verdampfungsrate	0,70 kg/Tag	0,70 kg/Tag
Durchflussraten	Aus, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 l/min	Aus, .5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15

Bestellinformationen

Beschreibung	Artikelnummer
Tragbare Flüssigsauerstoffeinheit Companion 1000	B-700885-00
Tragbare Highflow-Flüssigsauerstoffeinheit Companion T	B-700883-00
Zubehör	
Rucksack für Flüssigsauerstoffsystem	100181138
Transportwagen für Companion 1000	B-775295-00
Druckmessgerät, Schlauchzubehörteil	B-775270-00
Korb für den Transport mit dem Rollstuhl	B-775538-00

CAIRE Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107
Tel.: 770-721-7759 • Gebührenfrei unter: 1-800-482-2473
Fax: 770-721-7758

Chart BioMedical GmbH
Essenerstraße 68
42327 Wuppertal
Tel: +49 (0) 202-73955409