

# AirSep® Focus™

TRAGBARER SAUERSTOFFKONZENTRATOR

## WELTWEIT DER KLEINSTE UND LEICHTESTE

Wiegt unter 2 Pfund (0,9 kg) und ist klein genug, um auf ihrer Handfläche Platz zu finden. Die Nutzer lieben die Möglichkeit, sich mit dem kleinsten und leichtesten tragbaren Konzentrator auf dem Markt frei bewegen zu können und aktiv zu sein wie niemals zuvor.

Steigern Sie die Anzahl der Verschreibungen, indem sie den Nutzern das leichtgewichtige Gerät bieten, das sie sich am häufigsten wünschen. Damit maximieren Sie auch Ihren Gewinn.

### • Unbegrenzte Bewegungsfreiheit

Schenken Sie Ihren Nutzern ein ungekanntes Maß an Freiheit, welches einen aktiven Lebensstil zulässt und die Lebensqualität hebt. Standardmäßig ausgestattet mit einer Batterielaufzeit von 3 Stunden, lassen sich zusätzliche Batterien für eine verlängerte Betriebsdauer einwechseln. Jede Batterie wiegt nur 1/2 Pfund (0,23 kg).

### • Ideal für die Frühphase der Erkrankungen

Bereitstellen von Pulseinstellung 2 – die häufigste Verschreibung für neue Nutzer – das Gerät ist perfekt für die meisten aktiven Nutzer, ohne dass zusätzliches Gewicht bzw. höhere Kosten wie bei Hochflusseinheiten dazukommen.

### • UltraSense™ Technologie

Mit dem empfindlichsten auf dem Markt erhältlichen Trigger für Pulsdosierer stellt die UltraSense™ Technologie sicher, dass ein Sauerstoffpuls mit jedem Atemzug abgegeben wird, dass kein Atemzug ausgelassen wird und dass der Puls im ersten *Drittel* des Atemzugs geliefert wird, dem kritischsten Moment.



  
**CAIRE**®  
A Chart Industries Company

2200 Airport Industrial Drive, Suite 500

Ball Ground, GA 30107

770.721.7759 | gebührenfrei 1.800.482.2473

[www.CAIREMedical.com](http://www.CAIREMedical.com)



Copyright 2016 Chart Industries  
ML-CONC0083-2 Rev B

## MERKMALE AUS SICHT DES BEREITSTELLERS

- Die Einstellung 2 deckt die Mehrheit der neuen Sauerstoffnutzer ab
- Der Modus Keine O<sub>2</sub> Abgabe vermeidet die Abgabe von teurem Sauerstoff
- Die Anzahl der O<sub>2</sub> Verschreibungen mit dem kleinsten und für Patienten attraktivsten Gerät steigern
- Die standardmäßige 3-jährige Garantieleistung schließt die Siebaufnahmen mit ein

## MERKMALE AUS PATIENTENSICHT

- Weltweit der kleinste und leichteste Konzentrator
- Einfache Handhabung – keine Einstellungen vorzunehmen und Bedienung mit einem Tastendruck
- Keine Wartung seitens des Patienten
- Tragbar über Gürtelclip, Tragegriff oder Schultergurt
- Batterien können bei langen Einsätzen ausgetauscht werden
- Voll funktionsfähig mit Direkt- oder Wechselstrom
- FAA Zulassung

## KLINISCHE MERKMALE

- UltraSense™ Technologie liefert die empfindlichste Atemdetektion auf dem Markt
- Detektiert schnell und pulst so, dass die die Abgabe im ersten Drittel eines Atemzugs sichergestellt ist
- Anpassung der Bolusgröße basiert auf der Atemgeschwindigkeit
- Das geringe Gewicht erlaubt eine größere Bewegungsfreiheit, höhere Lebensqualität und eine bessere Therapie



### TECHNISCHE DATEN

Durchflussmenge	Puls 2
Abmessungen	6,4 x 4,8 x 2,5 In (16,4 x 12,2 x 6,1 cm)
Gewicht (nur Focus)	13,6 x 10,6 x 7,4 Inch (34,5 x 26,9 x 18,8 cm)
Gewicht Batterie	1,75 Pfund (0,8 kg)
Lebensdauer Batterie	0,5 Pfund (0,2 kg) – a.d.Ü. keine Dauer!
Wiederaufladen Batterie	3 Std. (1,5 pro Batterie – 2 enthalten)
Warmlaufzeit	4 Stunden
Wechselstrom	< 2 Minuten
Gleichstrom	100–240 V AC, 50–60 Hz
Betriebstemperatur	11–16 V DC Nennwert
Tonhöhe	41 °F bis 104 °F (5 °C bis 40 °C)
Einsatzhöhe	45 dB(A) bei Einstellung 2
O <sub>2</sub> Konzentration	Bis zu 10.000 Fuß (3048 m)
O <sub>2</sub> Abgabe	90 % (+5,5 %/-3 %)
Garantie	3 Jahre auf Focus 1 Jahr auf Batterie & Energieversorgung
Maximale Schlauchlänge	25 Fuß (7,62 m)

### BESTELLINFORMATIONEN

**Zum Focus gehören:** Ein tragbarer Konzentrator, 2 Batterien, AC/DC Energieversorgung und Kabel, Spiralkabel (ein/aus), Spiralkabel (Laden), Tragetasche mit Gürtelclip, Tragetasche mit Batterietaschen, Batteriefach, Tragetasche für alles

**AS078-1** USA  
**AS078-2** Europa  
**AS078-3** Australien  
**AS078-5** Brasilien  
**AS078-6** Schweiz  
**AS078-B007** USA – 4 Batterien

*\*Stromkabel für andere Länder sind möglicherweise erhältlich – kontaktieren Sie bitte den Kundendienst\**

### ZUBEHÖRTEILE

**BT023-1** Packung Ersatzbatterien  
**MI379-1** Tragetasche mit Batterietaschen  
**MI380-1** Schultergurt  
**MI333-1** Tragetasche für alles  
**MI345-1** Batteriefach mit Gürtelclip  
**MI320-1** Zubehörtasche  
**MI345-1** Tragetasche mit Gürtelclip  
**CD032-1** Spiralkabel (EIN/AUS)  
**CD032-2** Spiralkabel (Laden)  
**PW023-1** AC/DC Energieversorgung (US) (Kabel enthalten)  
**PW023-2** AC/DC Energieversorgung (US) (Kabel enthalten)  
**PW023-3** AC/DC Energieversorgung (AU) (Kabel enthalten)  
**PW023-4** AC/DC Energieversorgung (UK) (Kabel enthalten)

  
**CAIRE**®  
 A Chart Industries Company

2200 Airport Industrial Drive, Suite 500

Ball Ground, GA 30107

770.721.7759 | gebührenfrei 1.800.482.2473

[www.CAIREMedical.com](http://www.CAIREMedical.com)



Copyright 2016 Chart Industries  
 ML-CONC0083-2 Rev B