

# NEWLIFE® ELITE®

Sauerstoffkonzentrator für Zuhause mit 5 Liter/Minute

## ER SETZT DEN STANDARD

Auch unter rauesten Bedingungen überzeugt der leicht zu wartende 5 Liter/Minute-Konzentrator mit bewährter Qualität und Zuverlässigkeit.



### ROBUST UND LEICHT ZU WARTEN

Der Elite ist sehr robust und wird sehr gut bewertet hinsichtlich seiner Effizienz und Leistung unter rauen Umgebungsbedingungen, bei extremen Temperaturen, tropischem Klima und in Entwicklungsländern, in denen nur sehr eingeschränkte Wartungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Er ist auch eine perfekte Wahl für Langzeitpflegeeinrichtungen.

Die simple Innenkonstruktion macht Betrieb und Wartung einfach. Überall in der Welt sind diese „Arbeitsstiere“ unter den Konzentratoren die Lieblinge der Techniker.



### MEHR MÖGLICHKEITEN ZUR KONFIGURATION

Nur die NewLife®-Konzentratorserie verfügt mit der Dual Flow Option über zwei separate Durchflussmesser, die insgesamt 5 Liter/Minute abgeben können. Damit können zwei Patienten gleichzeitig Sauerstoff von einer Maschine erhalten, was eine ideale Lösung ist für Krankenhäuser, Langzeitpflegeeinrichtungen, Kliniken, Wartezimmer, bei Tag und bei Nacht.

Wenn mehrere Anwendungen mit geringem Flow gefordert sind, lässt sich der Elite mit der SureFlow™ Flow Splitting Station kombinieren, um bis zu fünf Patienten gleichzeitig zu versorgen.

Auch ein Hand-Inhaliergerät kann mit dem Elite betrieben werden, anstelle eines Kompressors mit optionalem Luftauslass.



CAIRE Kontaktdaten:  
[www.caireinc.com](http://www.caireinc.com)

UMFASSENDE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER ERKLÄRUNG ZUR PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG. Bitte lesen Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung für Produktangaben, Gegenanzeigen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und ausführliche Sicherheitsinformationen.  
© 2020 CAIRE Inc. Alle Rechte vorbehalten.

# NEWLIFE® ELITE®

5 Liter/Minute Stationärer Sauerstoffkonzentrator

## Enthält

- Sauerstoffkonzentrator
- Befeuchter-Adapterschlauch

## Produkteigenschaften

- Gute Bewertung in rauen Umgebungen
- Abschließbarer Durchflussmesser
- Über die Zeit bewährte NewLife® Robustheit und Zuverlässigkeit
- Dual Flow Option
- Service und Wartung sind einfach
- Doppelfunktion Stundenzähler
- Optionaler Sauerstoffmonitor

## Technische Daten

### DURCHFLUSSRATE

1,0–5,0 Liter/Minute

### ABMESSUNGEN

72,4 x 40,0 x 36,8 cm  
(28,5 x 15,7 x 14,5 Zoll)

### GEWICHT

24,5 kg (54 Pfund)

### GERÄUSCHPEGEL

53 dB(A)

### O<sub>2</sub>-KONZENTRATION

90 % (+5,5/-3 %)

### BETRIEBSUMGEBUNG

5 °C bis 40 °C  
(41 °F bis 104 °F)  
15-90 % Luftfeuchtigkeit

### LAGERUMGEBUNG

-25 °C bis 70 °C  
(-13 °F to 158 °F)  
0-90 % Luftfeuchtigkeit

### MAXIMALE SCHLAUHLÄNGE

15,2 m (50 Fuß)

### WARTUNGSPLAN

Einlassfilter – wöchentlich reinigen  
Filzfilter (außgenommen Modelle AS005-4, AS005-241 und AS005-263) – 1 Mal jährlich austauschen

### GARANTIE

3 Jahre



## Erhältliches Zubehör



### ADAPTER FÜR BEFEUCHTER & FLASCHE

Adapter für Befeuchter (23 cm/9 in)

Fragen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten, ob Befeuchtung für Sie geeignet ist.



### NASENKANÜLEN

In verschiedenen Längen erhältlich.

2,1 m (7 Fuß) und 7,6 m (25 Fuß)

Weitere Informationen bekommen Sie von unserem Kundendienst.



### SAUERSTOFFSCHLÄUCHE

Verfügbar in: 2,1 m (7 Fuß), 7,6 m (25 Fuß) und 15,2 m (50 Fuß).