

NEWLIFE® ELITE®

Concentrador de oxígeno doméstico de 5 lpm

ESTABLECIENDO ESTÁNDARES

Con un rendimiento superior en los ambientes más duros, este concentrador de 5 lpm es simple de mantener con una calidad y fiabilidad comprobadas.



ROBUSTO Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO

El robusto Elite tiene una excelente capacidad en lo que respecta a su eficiencia y rendimiento en ambientes difíciles, temperaturas extremas, climas tropicales y países en desarrollo donde las capacidades de servicio son limitadas. También es la opción ideal para centros de cuidado a largo plazo.

El diseño interno simple facilita el servicio y mantenimiento. Estos potentes concentradores son el favorito de los técnicos en todas partes.



MÁS OPCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN

Exclusiva en la serie de concentradores NewLife®, la opción de doble flujo presenta dos medidores separados de flujo que pueden suministrar un total de 5 lpm. Al permitir a dos pacientes recibir oxígeno de una máquina al mismo tiempo, es la solución ideal para hospitales, centros de cuidado a largo plazo, clínicas, salas de espera o entornos para el día y la noche.

Si se requieren múltiples aplicaciones de bajo flujo, el Elite puede combinarse con la estación de división de flujo SureFlow™ para atender hasta cinco pacientes al mismo tiempo.

El Elite también puede usarse para accionar un tratamiento de nebulizador portátil en lugar de un compresor con la salida de aire opcional.



Información de contacto de CAIRE:
www.caireinc.com

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad del producto.

© 2020 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados.

NEWLIFE® ELITE®

Concentrador de oxígeno doméstico de 5 lpm

Incluye

- Concentrador de oxígeno
- Tubo de adaptador para humidificadora

Características del producto

- Alto rendimiento en ambientes difíciles
- Robustez y fiabilidad comprobadas del NewLife®
- Facilidad de uso y mantenimiento
- Medidor de flujo bloqueable
- Opción de flujo doble
- Medidor de horas de doble función
- Monitor de oxígeno opcional

Especificaciones

VELOCIDADES DE FLUJO

1,0 – 5,0 lpm

DIMENSIONES

28,5 x 15,7 x 14,5 in
(72,4 x 40,0 x 36,8 cm)

PESO

54 lb (24,5 kg)

NIVEL SONORO

53 dB(A)

CONCENTRACIÓN DE O₂

90 % (+5,5 / -3 %)

AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO

5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
15-90 % de humedad

AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO

-25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)
0-90 % de humedad

TUBO MÁXIMO

15,2 m (50 pies)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Filtro de entrada: limpiar semanalmente
Filtro de fieltro (excluidos los modelos AS005-4, AS005-241 y AS005-263): cambiar una vez al año

GARANTÍA

3 años



Accesorios disponibles



ADAPTADOR DE HUMIDIFICADOR Y BOTELLA

Adaptador de humidificador (9 in/23 cm)

Pregunte a su médico o terapeuta si le conviene la humidificación.



CÁNULAS NASALES

Hay varias longitudes disponibles.

(7 ft [2,1 m], 25 ft [7,6 m])

Si desea obtener más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.



TUBO DE OXÍGENO

Medidas: 7 ft (2,1 m), 25 ft (7,6 m), y 50 ft (15,2 m).



Información de contacto de CAIRE:
www.caireinc.com

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad del producto.

© 2020 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados.

ML-CONC0085-3 C