

NEWLIFE® ELITE®

Concentratore di ossigeno domestico da 5 l/min

L'UNICO PRODOTTO CHE STABILISCE GLI STANDARD

In grado di resistere agli ambienti più impervi, questo concentratore da 5 l/min offre una manutenzione semplice con qualità e affidabilità collaudate nel tempo.



ROBUSTO E DI FACILE MANUTENZIONE

Il robusto modello Elite è un concentratore di elevata qualità che offre efficienza e rendimento in ambienti ostili, con temperature estreme, nei climi tropicali e nei paesi in via di sviluppo, dove le strutture di manutenzione sono limitate. È anche la scelta perfetta per le strutture per lungodegenti.

Il design interno semplicistico facilita riparazioni e manutenzioni. Questi potenti concentratori sono i preferiti dai tecnici di ogni parte del mondo.



ULTERIORI OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

Unica nella serie di concentratori NewLife®, l'opzione Flusso doppio è caratterizzata da due flussimetri separati che possono fornire in tutto 5 l/min. Il fatto di consentire a due pazienti di assumere ossigeno allo stesso tempo da una sola macchina è ideale per ospedali, strutture per lungodegenti, cliniche, sale d'attesa e strutture diurne o notturne. Se sono richieste applicazioni a bassa portata, Elite può essere combinato con la stazione a deviazione del flusso SureFlow™ per servire fino a cinque pazienti contemporaneamente.

Con l'uscita dell'aria opzionale, Elite può anche essere utilizzato come alimentatore per un trattamento con nebulizzatore portatile anziché utilizzare un compressore.

 CAIRE®

Informazioni di contatto CAIRE:
www.caireinc.com

CONSULTARE LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE. Consultare le istruzioni per l'uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza.
© 2020 CAIRE Inc. Tutti i diritti riservati.

NEWLIFE® ELITE®

Concentratore di ossigeno domestico a 5 l/min

Comprende

- Concentratore di ossigeno
- Tubo adattatore per umidificatore

Caratteristiche del prodotto

- Molto apprezzato negli ambienti scarsamente accessibili
- Robustezza e affidabilità NewLife® collaudate nel tempo
- Manutenzioni e riparazioni semplici
- Flussimetro bloccabile
- Flusso doppio selezionabile
- Contatore con doppia funzione
- Monitor dell'ossigeno opzionale

Specifiche

PORTATA

Da 0,5 a 5,0 l/min

DIMENSIONI

28,5 x 15,7 x 14,5 poll.
(72,4 x 40,0 x 36,8 cm)

PESO

24,5 kg (54 lb)

LIVELLO SONORO

53 dB(A)

CONCENTRAZIONE DI O₂

90 % (+5,5 / -3%)

AMBIENTE DI ESERCIZIO

5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)
15-90% di umidità

AMBIENTE DI CONSERVAZIONE

Da -25 °C a 70 °C
(da -13 °F a 158 °F)
0-90% di umidità

LUNGHEZZA MASSIMA DEL TUBO

15,2 m (50 piedi)

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Filtro di ingresso – Pulire una volta alla settimana
Filtro in feltro (esclusi i modelli AS005-4, AS005-241 e AS005-263) - sostituzione dopo 1 anno

GARANZIA

3 anni



Accessori disponibili



FLACONE E ADATTATORE PER UMIDIFICATORE

Adattatore per umidificatore (23 cm/9 pollici)

Chiedere al medico o al terapeuta se l'umidificazione è adatta alle proprie esigenze.



CANNULE NASALI

Disponibili in varie lunghezze (2,1 m (7 piedi) e 7,6 m (25 piedi))

Contattare il servizio clienti per maggiori informazioni.



TUBO DELL'OSSIGENO

Disponibile nelle seguenti lunghezze: 2,1 m (7 piedi), 7,6 m (25 piedi) e 15,2 m (50 piedi).