

CAIRE® Companion™ 5

5 LPM STATIONÄRER SAUERSTOFFKONZENTRATOR

ZUVERLÄSSIGKEIT UND FORTSCHRITTLICHKEIT TRAGEN EINEN NAMEN

Der Caire Companion 5 ist ein stationäres Hochleistungsgerät mit fortschrittlichem Design, das speziell auf Langlebigkeit und Haltbarkeit ausgelegt ist. Das Gerät bietet dem Patienten nicht nur eine einfache Handhabung, sondern seine fortschrittliche Technologie hält auch die Betriebskosten gering.

● Besonders robust

Das einzigartige Design des Companion 5™ reduziert kostspielige Ausfälle, Anrufe außerhalb der Geschäftszeiten und Ausfallzeiten. Er enthält einen Hochleistungskompressor und Hochleistungssiebbetten, die mit einem feuchtigkeitsbeständigen MGB SecoBlend™ Siebmix ausgestattet sind. Dadurch wird die Lebensdauer der wesentlichen Komponenten erheblich verlängert.

● autoFLOW™ Technologie

Die zum Patent angemeldete autoFLOW™ Technologie (variable Ventilsteuerung abhängig vom Flow) wurde speziell zur Leistungsoptimierung konzipiert und trägt so ebenfalls zur Verlängerung der Lebensdauer wesentlicher Komponenten bei. Der Kompressorverschleiß bei 2 Liter/Minute wird damit um 25% reduziert, die Betriebstemperatur herabgesetzt und die Kühlung verbessert. Deutlich verbessert sind auch der Leistungsverbrauch und die Gesamtlebensdauer des Konzentrators.

● Umweltfreundlich

Mit einer Leistungsaufnahme von 285 W bei einem Durchfluss von 2 Liter/Minute der ist Companion 5 dank der autoFLOW™ Technologie in der Lage, für den Patienten bedeutende Einsparungen bei den Stromkosten zu erzielen und den Verschleiß an Bauteilen zu vermindern.

Einfacher Service

Aufgrund von langen 2-Jahres-

- Wartungsintervallen ist kein Grobpartikelfilter zu reinigen und keine 9-Volt Batterie auszutauschen. Der Einlassfilter ist über eine Filterklappe leicht zugänglich- das Gehäuse muss nicht geöffnet werden. Der große, leicht ablesbare Stundenzähler zeigt Fehlermeldecodes an. Diese Merkmale tragen dazu bei, die Anzahl der Anrufe außerhalb der Geschäftszeiten zu reduzieren und sind hilfreich bei der telefonischen Fehlerdiagnose.




www.CAIREMedical.com



** SIEHE PRODUKT-GARANTIEERKLÄRUNG FÜR VOLLSTÄNDIGE INFORMATIONEN.

BITTE BEACHTEN SIE DIE ANWENDBAREN PRODUKTANWEISUNGEN FÜR PRODUKTANZEIGEN, KONTRAINDIKATIONEN, WARNUNGEN, VORSICHTSMASSNAHMEN UND DETAILIERTE SICHERHEITSMASSNAHMEN.

© 2018 CAIRE Inc. All Rights Reserved ML-CONC0086-2 B

VORTEILE FÜR LEISTUNGSERBRINGER

- Fortgeschrittene Technologie und optimiertes Produktdesign zur Minimierung von Ausfällen
- Verlängerte Lebensdauer der wesentlichen Komponenten dank autoFlow Technologie
- 2-Jahres-Wartungsintervall mit Zugang über die Filterklappe
- Großer Stundenzähler zeigt Fehlermeldecodes an
- Einfacher Service durch Minimum an Innenkomponenten und modulare Bauweise

VORTEILE FÜR PATIENTEN

- Gute Handhabung durch geringe Größe
- Geringe Leistungsaufnahme und Einsparungen bei den Stromkosten
- Gute Zugänglichkeit zum Befeuchterbecher
- Leicht lesbare Bedienelemente und Warnmeldungen
- Geringe Geräuschabgabe dank der ultraSILENT Technologie
- Keine Reinigung des Einlassfilters nötig

SICHERHEITSMERKMALE

- High Flow Warnung zur Vermeidung von Überbeanspruchung
- Low Flow Warnung zur Vermeidung von abgeknickten Schläuchen
- Schwer entflammbarer Kunststoff
- Sicherheitsventil am Kompressor um Überdruck zu vermeiden
- Metallischer Sauerstoffausgangsstutzen und geschütztes Flowmeter



TECHNISCHE DATEN

Durchflussmengen	0,5–5,0 Liter/Minute
O ₂ Konzentration	90 % (+5,5/-3 %)
Abmessungen	21,5 x 12,5 x 13,5 Inch (54,6 x 31,8 x 34,2 cm)
Gewicht	16,3 kg
Lautstärke	50 dB(A) bei 3,0 Liter/Minute
Umgebungstemperatur bei Betrieb	41 bis 104 °F (4 bis 40 °C), bis zu 95 % Feuchtigkeit
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4 bis 158 °F (-20 bis 70 °C), bis zu 95 % Feuchtigkeit
Stromverbrauch	285 W bei 2 Liter/Minute, 350 W Maximum
Warnsignale	Leistungsausfall, High Flow, Low Flow, allgemeine Fehlfunktion, niedrige O ₂ Konzentration
Wartungsplan	Einlassfilter (Austausch alle 2 Jahre) Optionaler Grobpartikelfilter (wöchentlich reinigen)
Maximale Schlauchlänge	15,2 m
Garantie	3 Jahre**

BESTELLINFORMATIONEN

Zum Companion 5™ gehören: stationärer Konzentrator, Adapterschlauch-Befeuchter, Nutzerhandbuch

15067005 120V/60Hz, OM, USA Kabel
15067013 120V/60Hz, kein OM, USA Kabel

15067021 120V/60Hz, OM, EU Kabel

Stromkabel für andere Länder sind möglicherweise erhältlich – kontaktieren Sie bitte den Kundendienst


www.CAIREMedical.com



** SIEHE PRODUKT-GARANTIEERKLÄRUNG FÜR VOLLSTÄNDIGE INFORMATIONEN.

BITTE BEACHTEN SIE DIE ANWENDBAREN PRODUKTANWEISUNGEN FÜR PRODUKTANZEIGEN, KONTRAINDIKATIONEN, WARNUNGEN, VORSICHTSMASSNAHMEN UND DETAILLIERTE SICHERHEITSMERKMALE.

© 2018 CAIRE Inc. All Rights Reserved ML-CONC0086-2 B