

# CAIRE® Companion™ 5

CONCENTRADOR DE OXÍGENO ESTACIONARIO DE 5LPM

## EL MÁS FIABLE Y TECNOLÓGICAMENTE AVANZADO

Una unidad estacionaria de alto rendimiento con un diseño avanzado construida específicamente para que tenga una vida útil larga. El Companion 5™ es fácil de usar de cara al paciente y debido a su avanzada tecnología el coste total del equipo para el propietario es bajo.

### ● Diseñado para durar

Reduzca las averías costosas, las llamadas fuera del horario de atención y el tiempo de inactividad de los equipos con el diseño exclusivo del Companion 5™. Presenta un compresor de alta capacidad y tamices de alta capacidad equipados con la mezcla exclusiva de tamiz resistente a la humedad MGB ecoBlend™. Este diseño exclusivo prolonga la vida útil de los componentes principales del concentrador.

### ● Tecnología autoFLOW™

La tecnología autoFLOW™ pendiente de patente, consistente en la sincronización de las válvulas dependiendo del caudal de flujo, se creó específicamente para ayudar a optimizar el rendimiento del equipo y aumentar la vida útil de sus componentes principales. Ésta reduce el desgaste del compresor en un 25 por ciento a 2 LPM, reduce las temperaturas de funcionamiento para mejorar el enfriamiento, reduce significativamente el consumo de corriente y aumenta la durabilidad general del concentrador.

### ● Ecológico

Su consumo, de tan solo 285 W a 2 lpm gracias a las mejoras de la tecnología autoFLOW™, ofrece a los pacientes importantes ahorros en sus gastos eléctricos y ayuda a reducir el deterioro de los componentes eléctricos.

### ● Facilidad de servicio

Los intervalos entre mantenimientos son largos (de 2 años), no hay ningún filtro de partículas gruesas para limpiar ni hay que cambiar ninguna batería de 9 voltios. Se puede acceder fácilmente al filtro de entrada sin abrir la cubierta del equipo a través de la puerta del filtro. El medidor de horas de gran tamaño es fácil de leer y muestra los códigos de alarma para el diagnóstico. Todas estas características ayudan a reducir las llamadas fuera del horario de atención y ayudan a poder realizar un diagnóstico telefónico.



  
www.CAIREMedical.com



\*\* VEA LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA.

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO APLICABLES PARA EL USO DE INDICACIONES DEL PRODUCTO, CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DETALLADA.

© 2018 CAIRE Inc. All Rights Reserved ML-CONC0086-3 B

## VENTAJAS PARA EL PROVEEDOR

- Tecnología y diseño avanzados para minimizar las averías
- La tecnología autoFLOW™ alarga la duración de los componentes principales
- Intervalo de mantenimiento de 2 años con acceso por medio de la puerta del filtro
- El medidor de horas de gran tamaño que muestra códigos de alarma de diagnóstico
- Componentes internos mínimos y diseño modular para un servicio sencillo

## VENTAJAS PARA EL PACIENTE

- Equipo pequeño que se adapta fácilmente al hogar
- Bajo consumo de corriente y ahorro eléctrico
- Soporte del humidificador de fácil acceso
- Controles y alarmas fáciles de leer
- Salida de bajo ruido con la tecnología ultraSILENT
- Sin filtro de entrada para limpiar

## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- Alarma de alto flujo para prevenir un consumo excesivo
- Alarma de flujo bajo para prevenir el aplastamiento de los tubos
- Monitor de O<sub>2</sub> opcional
- Plástico ignífugo
- Válvula de escape de presión del compresor
- Reborde de la cánula de metal robusto y flujo integrado



### ESPECIFICACIONES

Velocidades de flujo	0,5 – 5,0 lpm
Concentración de O <sub>2</sub>	90% (+5.5 / -3%)
Dimensiones	54,6 x 31,8 x 34,2 cm (21,5 x 12,5 x 13,5 pulgadas)
Peso	16,3 kg (36 lb)
Nivel sonoro	50 dB(A) a 3,0 lpm
Ambiente de funcionamiento	4 a 40 °C (41 a 104 °F), humedad de hasta 95 %
Entorno de almacenamiento	-20 a 70 °C (-4 a 158 °F), humedad de hasta 95 %
Consumo de energía	285 W a 2 lpm, 350 W máximo
Alarmas	Corte de corriente, flujo alto, flujo bajo, avería general, baja concentración de O <sub>2</sub> (opcional)
Programa de mantenimiento	Filtro de entrada (reemplazo de 2 años) Filtro de partículas brutas opcional (Limpiar semanalmente)
Tubo máximo	15,2 m (50 pies)
Garantía	3 años**

### INFORMACIÓN DE PEDIDOS

**El Companion 5™ incluye:** Concentrador fijo, tubos adaptadores del humidificador, manual del usuario

**15067005** Cable de EE. UU. de 120 V / 60 Hz, OM

**15067013** Cable de EE. UU. de 120 V / 60 Hz, sin OM

**15067021** Cable de la UE de 230 V / 60 Hz, OM

*\*Puede obtener cables de corriente para otros países, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente\**

  
www.CAIREMedical.com



**\*\* VEA LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA.**

**CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO APLICABLES PARA EL USO DE INDICACIONES DEL PRODUCTO, CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DETALLADA.**

© 2018 CAIRE Inc. All Rights Reserved ML-CONC0086-3 B