

CAIRE® Companion™ 5

CONCENTRATORE DI OSSIGENO STAZIONARIO A 5 L/MIN

IL PIÙ AFFIDABILE E AVANZATO DAL PUNTO DI VISTA TECNOLOGICO

Un concentratore fisso a prestazioni elevate con una nuova concezione, specificamente creato tenendo in considerazione durata e resistenza, Companion 5™ non è solo semplice da utilizzare per i pazienti, ma la sua tecnologia avanzata garantisce dei costi operativi complessivi ridotti.

● Progettato per durare

Con la tecnologia esclusiva di Companion 5™ è possibile limitare notevolmente costosi guasti, chiamate continue e tempi di attesa. Include un compressore e setacci molecolari a elevata capacità dotati della miscela MGB SecoBlend™ particolarmente resistente all'umidità. Questo design unico prolunga la durata di tutti i componenti principali.

● Tecnologia autoFLOW™

La tecnologia autoFLOW™ (principio di funzionamento in base al flusso) è stata specificamente creata per aiutare a ottimizzare le prestazioni ed estendere la durata dei componenti principali. Riduce del 25% l'usura del compressore a 2 l/min, diminuisce le temperature di esercizio migliorando il raffreddamento, riduce in modo significativo il consumo energetico e migliora la durata complessiva del concentratore.

● Eco-compatibile

Con un consumo di soli 285 W a 2 l/min grazie all'ottimizzazione energetica permessa dalla tecnologia autoFLOW™, Companion 5 offre ai pazienti risparmi notevoli sui costi dell'energia elettrica e aiuta a ridurre l'usura dei componenti elettrici.

● Semplice e ridotta manutenzione

Con ampi e comodi intervalli di manutenzione biennali, non vi sono filtri da pulire né batterie da sostituire. Il filtro di ingresso è facilmente accessibile tramite uno sportello senza aprire il dispositivo. L'ampio display visualizza i codici di allarme diagnostico. Queste funzioni aiutano a ridurre le chiamate continue e le diagnosi telefoniche.




www.CAIREMedical.com



** ** VEA LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA.

PER FAVORE CONSULTARE LE ISTRUZIONI DEL PRODOTTO PER L'UTILIZZO PER INDICAZIONI DI PRODOTTO, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE, PRECAUZIONI E INFORMAZIONI DI SICUREZZA DETTAGLIATE.

© 2018 CAIRE Inc. All Rights Reserved ML-CONC0086-5 B

FUNZIONALITÀ PER IL FORNITORE

- Tecnologia e design avanzati per ridurre al minimo i guasti
- La tecnologia autoFLOW™ aumenta la durata dei componenti principali
- Intervallo di manutenzione biennale con accesso allo sportello filtro
- L'ampio display visualizza i codici di allarme diagnostici
- Componenti interni ridotti e design modulare per riparazioni semplici

FUNZIONALITÀ PER IL PAZIENTE

- L'ingombro ridotto si adatta facilmente agli spazi domestici
- Basso consumo energetico e risparmi sulla bolletta
- Vano umidificatore di facile accesso
- Controlli e allarmi di facile lettura
- Bassa rumorosità con la tecnologia ultraSILENT
- Nessun filtro di ingresso da pulire

FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA

- Allarme flusso elevato per evitare il superamento dei limiti operativi
- Allarme flusso basso per evitare tubi piegati
- Sensore O₂ opzionale
- Plastica antifiama
- Valvola di massima pressione del compressore
- Robusta connessione della cannula in metallo e flussimetro protetto



SPECIFICHE

Portata	0,5 - 5,0 l/min
Concentrazione O ₂	90 % (+5,5 / -3%)
Dimensioni	54,6 x 31,8 x 34,2 cm
Peso	16,3 kg
Livello sonoro	50 dB(A) a 3 l/min
Condizioni di esercizio	Da 4 a 40 °C, fino a 95% di umidità
Condizioni di conservazione	Da -20 a 70 °C, fino a 95% di umidità
Consumo energetico	285 W a 2 l/m, 350 W massimo
Allarmi	Guasto di alimentazione, Pressione elevata, Pressione bassa, Guasto generale, Concentrazione di O ₂ bassa (opzionale)
Programma di manutenzione	Filtro di ingresso (sostituzione dopo 2 anni) Filtro particellare lordo opzionale (settimanale pulito)
Tubo massimo	15,2 m
Garanzia	3 anni**

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Companion 5™ include: concentratore stazionario, tubo adattatore per umidificatore, manuale d'uso

15067005 120 V / 60 Hz, OM, cavo USA

15067013 120 V / 60 Hz, Non-OM, cavo USA

15067021 120 V / 60 Hz, OM, cavo Europa

possono essere disponibili cavi per altri Paesi; contattare il servizio clienti


www.CAIREMedical.com



**** ** VEA LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA.**

PER FAVORE CONSULTARE LE ISTRUZIONI DEL PRODOTTO PER L'UTILIZZO PER INDICAZIONI DI PRODOTTO, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE, PRECAUZIONI E INFORMAZIONI DI SICUREZZA DETTAGLIATE.

© 2018 CAIRE Inc. All Rights Reserved ML-CONC0086-5 B