

Principales caractéristiques et avantages



Confort optimal

Faites découvrir à vos patients le confort de la nouvelle ergonomie qui épouse les formes du corps. Le concentrateur d'oxygène portable FreeStyle Comfort est léger et compact.



Administration intelligente d'O₂

Des caractéristiques cliniques uniques, dont autoSAT®, UltraSense®, autoDOSE et myCAIRE™, permettent de garantir que vos patients recevront l'oxygène dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.



Saturation adéquate en O₂

Avec 5 réglages et jusqu'à 1 050 ml d'oxygène par minute, le FreeStyle Comfort répond à un large éventail de besoins des patients. L'appareil fournit jusqu'à 95 % d'oxygène pur pour assurer une saturation adéquate.



Une qualité éprouvée

Les caractéristiques de conception robustes, y compris la technologie des tamis et ses composants critiques, permettent un entretien minimal et une longue durée de vie. CAIRE offre l'une des meilleures durabilité, avec une garantie de 3 ans sur l'appareil et les tamis.

Caractéristiques techniques

DÉBIT

Débit pulsé 1-5
Paramètre de débit d'O₂ :
Paramètre 1 - 210 ml/min
Paramètre 2 - 420 ml/min
Paramètre 3 - 630 ml/min
Paramètre 4 - 840 ml/min
Paramètre 5 - 1 050 ml/min

DIMENSIONS

25,4 x 18,5 x 7,9 cm
(10,0 x 7,3 x 3,1 po)
Batterie de 8 cellules
27,9 x 18,5 x 7,9 cm
(11,0 x 7,3 x 3,1 po)
Batterie de 16 cellules

POIDS

2,3 kg (5 lb)
Batterie de 8 cellules
2,7 kg (6 lb)
Batterie de 16 cellules

NIVEAU SONORE

39,9 dB(A) en réglage 2

SENSIBILITÉ DU DÉCLENCHEMENT
>0,10 cm/H₂O (réglable)

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Batterie 8 cellules jusqu'à 8 heures
Batterie 16 cellules jusqu'à 16 heures

ALIMENTATION

Alimentation CA : 100-240 VAC, 50-60 Hz
Alimentation CC : 11 à 18 VDC (10 ampères max)
Batterie : Lithium-ion

GARANTIE

3 ans
(tamis inclus)
1 an pour la batterie et les câbles d'alimentations



FreeStyle® Comfort®

Préparez-vous à vivre une vie plus agréable et plus confortable

CAIRE®
O₂ is what we do.

SAC DE TRANSPORT (Contient uniquement FreeStyle Comfort)

Numéro d'article
MI396-1



CHARGEUR DE BATTERIE (Batterie non incluse)

Numéros d'article
BT036-1
(Fiche de type B)*



BT036-2
(Fiche de type E)**



SAC DE TRANSPORT POUR LES ACCESSOIRES (Peut contenir l'unité et les accessoires)

Numéro d'article
MI372-2



**Sangle de
remplacement**
Numéro d'article
MI397-1

BATTERIE

Numéro d'article 8 cellules
BT034-1S



Numéro d'article 16 cellules
BT035-1S



CORDON D'ALIMENTATION DU VÉHICULE (Prise 12 VDC)

Numéro d'article
CD041-1



CORDON D'ALIMENTATION AU

Numéro d'article
21347183



ALIMENTATION (120 W 15 V) (Convient à tous les styles de prise)

Numéro d'article
PW036-1



SAC À DOS

Numéro d'article
MI459-1



ADAPTATEUR DE VOYAGE

Numéro d'article 5591-SEQ



ALIMENTATION AVEC CÂBLE D'ENTRÉE CA

Numéros d'article

PW036-1S
(Fiche de type A)*

PW036-2S
(Fiche de type C)*



CÂBLE D'ENTRÉE CA


Numéros d'article
4997-SEQ (fiche de type A)*
4998-SEQ (fiche de type C)*



FILTRES À GROSSES PARTICULES

Filtre droit
Numéro d'article
FI226-1

Filtre gauche
Numéro d'article
FI227-1



* Rendez-vous sur <https://www.iec.ch/world-plugs> pour plus de détails sur les types de prises.

** Achetez le 5591-SEQ avec ce produit pour adapter correctement la fiche aux prises de courant CEI de type I.

Pour en savoir plus sur FreeStyle Comfort et ses accessoires, rendez-vous sur

[CAIREinc.com](https://www.CAIREinc.com)

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES, CONSULTEZ LA DÉCLARATION DE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT.
Veuillez consulter le mode d'emploi applicable au produit pour les indications, contre-indications, avertissements, précautions et informations de sécurité détaillées relatifs au produit.

© 2022 CAIRE Inc. Tous droits réservés. ML-CONC0138-1 E