

# KURZANLEITUNG

## FreeStyle® Comfort®

**1** Packen Sie das  
Gerät aus



**2** Schieben Sie den  
Akku ein



**3** Stecken Sie das  
Gerät in die  
Tragetasche





**4** Verbinden Sie das System mit dem Netzteil

**A**



**B**



**C**



**5** Verbinden Sie die Nasenkanüle



**6** Gerät einschalten



**7** Einstellung wählen



Weitere und detailliertere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

