

FREESTYLE® COMFORT®

**UN NUOVO STANDARD
NELL'EROGAZIONE DI
OSSIGENO PORTATILE.**



**Erogazione Smart O₂.
Comfort senza
confronti.
Design durevole.**


CAIRE®
O₂ is what we do.

L'INNOVAZIONE INCONTRA L'OSSIGENOTERAPIA.

Espandi la zona di comfort dei tuoi pazienti con questo dispositivo innovativo e potente. Le sue prestazioni cliniche avanzate rendono facile per i pazienti rimanere saturi, attivi e sani.

Erogazione di ossigeno clinicamente efficace



Tecnologia intelligente per garantire la saturazione

autoSAT® Titolazione automatica in base alla frequenza respiratoria del paziente

autoDOSE Erogazione automatica dell'impulso quando non è rilevato alcun respiro

UltraSense® Rilevamento sensibile del respiro

myCAIRE™ Soluzione di telemedicina



Portate flessibili per adattarsi a esigenze mutevoli

Con 5 impostazioni e fino a 1050 ml di ossigeno al minuto, il FreeStyle Comfort offre flessibilità nelle opzioni di trattamento e copre una vasta gamma di prescrizioni.

Comfort e comodità senza confronti



Compatto e leggero

Con soli 25,4 cm di altezza e 2,3 kg, è di dimensioni simili a un libro e pesa meno di una borsa.



Silenzioso

Con 39,9 dBA il livello sonoro è poco più di un sussurro e meno di un frigorifero.**



Progettato ergonomicamente

La silhouette curva e aderente al corpo riduce le oscillazioni e i rimbalzi.



Display di facile lettura

Grandi caratteri, display LCD multicolore e tastiera luminescente.



Dura tutto il giorno

Il gruppo batterie a 8 celle dura fino a 8 ore e quello a 16 celle fino a 16 ore.*



Permette il viaggio in aereo

Soddisfa i requisiti FAA per i viaggi in aerei commerciali.

Qualità e supporto comprovati



Affidabilità leader del settore

Tasso di affidabilità immediatamente superiore al 99%.



Manutenzione ridotta

Il design robusto è caratterizzato da una tecnologia superiore dei filtri che riduce la manutenzione richiesta.



Garanzia completa a lungo termine

CAIRE è il primo produttore a offrire una garanzia di 3 anni sul dispositivo E sui filtri.



SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE INCORPORATA.

Caratteristiche intelligenti per mantenere i pazienti saturi

Ampio display a colori di facile lettura

Piccolo, leggero (2,3 kg)

Batteria di lunga durata - abbastanza per permettere ai pazienti di stare fuori tutto il giorno

Design ergonomico curvo per permettere ai pazienti di muoversi liberamente





Servire i tuoi pazienti attraverso il continuum di CAIRE.

Con prodotti innovativi che rispondono alle esigenze dei nuovi pazienti altamente deambulanti, dei pazienti ad alto flusso in fase successiva e di tutti gli altri nelle fasi intermedie, tutto da un'unica fonte affidabile.



O₂ is what we do.

Da oltre 50 anni CAIRE progetta e fornisce le migliori tecnologie e servizi per supportare l'ossigenoterapia.

I prodotti CAIRE sono apprezzati in tutto il mondo da pazienti, fornitori, medici e militari. Lasciaci mettere la nostra esperienza al lavoro per te.

Per saperne di più:

caireinc.com



CONSULTA LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE.
Consulta le istruzioni per l'uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza.

*Durata all'impostazione dell'impulso di 1. **All'impostazione dell'impulso di 2


CAIRE[®]
O₂ is what we do.