

Eclipse 5®

**BEWÄHRTE TRANSPORTABLE
SAUERSTOFFVERSORGUNG.**

**Effektiv.
Vielseitig.
Zuverlässig.**

eclipse
autosAT⁵



CAIRE®
O₂ is what we do.

WIR SETZEN DEN STANDARD FÜR TRAGBAREN SAUERSTOFF.

Der preisgekrönte transportable Sauerstoffkonzentrator Eclipse 5 kombiniert die Optionen für kontinuierlichen und impuls-gesteuerten Sauerstofffluss in einem Gerät und bietet so mehr Flexibilität bei Krankenhausentlassungen, auf Reisen und im Alltag. Dank seiner bewährten klinischen Leistung passt sich das Gerät dem Patienten an, anstatt dass sich der Patient an das Gerät anpassen muss – dies macht ihn zum perfekten Begleiter für Patienten, um aktiv zu bleiben.

Klinisch wirksame Sauerstoffabgabe



Smarte Technologie zur Sicherstellung der Sättigung

autoSAT® Automatisch an die Atemfrequenz des Patienten angepasste Titration

Einstellbare Abgabezeit Maximierung des eingeatmeten Sauerstoffs

UltraSense® Sensible Atemerkennung

myCAIRE™ Telemedizin-Lösung



Kontinuierliche oder impuls-gesteuerte Verabreichung der Dosis je nach den Bedürfnissen der Patienten

Mit 6 Einstellungen für kontinuierlichen Durchfluss bis zu 3 LPM und 9 Stufen im Demandmodus bis zu 192 ml Bolus ist der Eclipse 5 für eine Vielzahl von Patienten geeignet.

Unerreichte Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit



Kompakt und transportabel

Gewicht von nur 8,5 kg (18,7 lbs), mit einem einfach anzubringenden Transportcaddy mit Teleskopgriff und widerstandsfähigen Rädern.



Leicht ablesbares Display

Große Schrift und LCD-Anzeige in LPM oder ml für eine genauere Verifizierung der Verordnung.



Verlängerte Lebensdauer des Akkus

Über 5 Stunden Akkulaufzeit mit der Möglichkeit den Akku während des Betriebs über 12V Gleichstrom zu laden bei den meisten Einstellungen.



Ermöglicht Flugreisen

FAA-zugelassen für den kommerziellen Flugverkehr.



Nutzung rund um die Uhr

Erfüllt eine Vielzahl von Bedürfnissen für alle Aktivitätsstufen.



Leise

Mit 40 dBa werden alle Anforderungen, in Bezug auf die Geräuschentwicklung, abgedeckt.

Bewährte Qualität und Leistung



Branchenführende Zuverlässigkeit

Zuverlässig - ohne Wenn und Aber.



Geringer Wartungsaufwand

Strapazierfähige Bauart und über Jahre bewährte Technologie mit geringem Wartungsaufwand.



Umfassende Langzeit-Garantie

CAIRE ist der erste Hersteller, der eine 3-Jahres-Garantie auf sein Gerät inklusive der Siebbetten gewährt.



Leistungsstarke

Luftzerlegungstechnologie

Die Vakuum-Druckwechseladsorption (VPSA) ist die effizienteste Methode zur Bereitstellung von hochreinem Sauerstoff.



EINGEBAUTE PATIENTENZUFRIEDENHEIT.

**Großes, leicht
ablesbares Display**



**Individuelle
Sauerstoffabgabe deckt
ein breites Spektrum an
Einsatzmöglichkeiten ab**

**Smarte Eigenschaften
um eine dauerhafte
Sättigung aufrecht zu
halten**

**Lange Akkulaufzeiten
genug um gut durch den
Tag zu kommen**

**Umfangreiches Sortiment
mit Zubehör um es
Patienten einfacher zu
machen**

**Abnehmbarer
Transportcaddy
für mehr Flexibilität**





Versorgung Ihrer Patienten über das gesamte CAIRE-Kontinuum.

Innovative Produkte die alle Bedürfnisse von Patienten in unterschiedlichen Anwendungsbereichen abdecken. Von Stationär bis Highflow - alles aus einer Hand.



Sauerstoff ist das was wir machen.

Seit mehr als 50 Jahren entwickelt und liefert CAIRE die besten Technologien und Dienstleistungen für die Sauerstofftherapie.

CAIRE-Produkte genießen weltweit das Vertrauen von Patienten, Providern, Medizinern und dem Militär. Lassen Sie uns unsere Erfahrung für Sie einsetzen.

Erfahren Sie mehr unter:

eclipseoxygen.com



UMFASSENDE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER ERKLÄRUNG ZUR PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG. Bitte lesen Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung für Produktangaben, Gegenanzeigen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und ausführliche Sicherheitsinformationen.

**CAIRE**[®]
O₂ is what we do.