

LIBERATOR® 20, 30, 37, 45, & 60

Flüssige Sauerstoffreservoirs

Entscheiden Sie sich für das Gerät, das Maßstäbe setzt

Der Liberator der Generation 4 ist ein Produkt von Spitzenqualität. Bei der Entwicklung des Liberators standen die Anwenderfreundlichkeit und die Kostenreduzierung im Fokus.

Die Liberator-Sauerstoffbehälter von CAIRE's sind sehr robust und verfügen über eine höhere Flüssigkeitskapazität bei geringerem Gesamtgewicht. Dadurch können Sie größere Mengen ausliefern, ohne dass Ihr Lieferpersonal schwerer tragen muss. Alle Bedienelemente (einschließlich der leicht verständlichen LED-Anzeige) sind auf der Oberseite des Geräts angebracht. Somit ist eine einfache Handhabung gewährleistet.

Die Füllanschlüsse der Liberatoren entsprechen dem Industriestandard und sind mit folgenden drei Fülloptionen erhältlich: Topfill-, Sidefill- oder Dualfill Ausführung, je nach Wunsch des Patienten. Auf das Vakuum der Behälter werden 5 Jahre Garantie gewährleistet.



EIGENSCHAFTEN

- Kapazität: 20 - 60 Liter
- 6,0 - 17,2-tägige Nutzungsdauer bei 2 l/min.
- Durchflussrate: 0 - 15 l/min
- Füllzeit 2,5 - 5,5 Minuten im warmen Zustand
- Füllzeit 1,5 - 4 Minuten im kalten Zustand
- 5 Jahre Vakuumgarantie
- Verbessert die Lebensqualität
- Verbessert die Gehfähigkeit

LIBERATOR® 20, 30, 37, 45, & 60

Flüssige Sauerstoffreservoirs

Produktdaten

	LIBERATOR 20	LIBERATOR 30	LIBERATOR 37	LIBERATOR 45	LIBERATOR 60
LOX-Kapazität	21.0 L 50.7 lb (23 kg)	31.0 L 74.8 lb (33,9 kg)	37.3 L 90.0 lb (40,8 kg)	45.7 L 110.3 lb (50,04 kg)	60.2 L 145.3 lb (65,9 kg)
Gasvolumen	17,337 L	25,580 L	31,121 L	37,724 L	49,679 L
Leergewicht	39 lb (17,69 kg)	48.6 lb (22,04 kg)	50 lb (22,68 kg)	55 lb (24,95 kg)	75.4 lb (34,19 kg)
Gewicht in gefülltem Zustand	40,69 kg	55,94 kg	63,5 kg	74,99 kg	100,09 kg
Height	24.5 in. (622 mm)	29.5 in. (750 mm)	32.75 in. (832 mm)	37 in. (940 mm)	39 in. (990 mm)
Durchmesser	14 in. (356 mm)	14 in. (356 mm)	14 in. (356 mm)	14 in. (356 mm)	16 in. (406 mm)
Typische Nutzungsdauer bei 2 l/min	6.0 Tage	8.9 Tage	10.8 Tage	13.1 Tage	17.2 Tage
Betriebsdruck	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)
Eigenverdampfungsrate	1.6 lb/ Tage (0,73 kg/ Tage)	1.6 lb/ Tage (0,73 kg/ Tage)	1.6 lb/ Tage (0,73 kg/ Tage)	1.6 lb/ Tage (0,73 kg/ Tage)	1.65 lb/ Tage (0,75 kg/ Tage)
Durchflussraten	Aus, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Aus, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Aus, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Aus, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Aus, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM



Bestellinformationen*

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Liberator 20 SF	13256435	Liberator 37 DF	13259599
Liberator 20 TF	13256654	Liberator 45 SF	13262085
Liberator 20 DF	13256195	Liberator 45 TF	13262253
Liberator 30 SF	13258449	Liberator 45 DF	13261699
Liberator 30 TF	13258641	Liberator 60 SF	13263782
Liberator 30 DF	13256929	Liberator 60 TF	13263811
Liberator 37 SF	13259759	Liberator 60 DF	13263758
Liberator 37 TF	13259919		

SF (Sidefill); TF (Topfill); DF (Dualfill)

* Die hier angegebenen Bestellnummern der Behälter mit Topfill- oder Dualfill- Anschluss beziehen sich auf PB Füllstutzen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.



CAIRE Kontaktdaten:
+49 (0) 202 258 591 32
www.caireinc.com

UMFASSENDE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER ERKLÄRUNG ZUR PRODUKT-GEWÄHRLEISTUNG. Bitte lesen Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung für Produktangaben, Gegenanzeigen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und ausführliche Sicherheitsinformationen.

© 2021 CAIRE Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ML-LOX0002-2 E