

HELIOS™ Plus e Marathon

Maggiore libertà

Sebbene sia molto piccolo, HELiOS Plus è potente. Dura fino a 9 ore e pesa solo 1,6 kg quando è completamente pieno. L'unità per ossigeno portatile HELiOS Marathon™ della CAIRE garantisce ai pazienti che si sottopongono ad ossigenoterapia una libertà straordinaria: dura fino a 22 ore e pesa solo 2,5 kg quando è completamente piena! L'unità portatile HELiOS Marathon fornisce ai pazienti un'intera giornata di autonomia. Sia che si tratti di una visita a parenti e amici o di andare a fare shopping, pescare o passeggiare, i pazienti dispongono di una libertà di lunga durata senza la necessità di dover ricaricare la loro unità portatile o di portare bombole di ossigeno di riserva.



Flusso continuo e flusso a richiesta

Mentre altre unità per ossigeno portatili hanno un'autonomia limitata, il modello Helios Marathon™ si distingue per avere molteplici possibilità di regolazione che permettono sia la modalità a flusso continuo che quella a flusso a richiesta. Ora i pazienti che necessitano di flusso continuo possono beneficiare della tecnologia "no spill" (funzionamento anche in posizione orizzontale) nonché della portabilità per cui il sistema Helios™ è noto.

Caratteristiche

- Non richiede batterie o elettricità
- L'unità funziona in qualsiasi posizione tra quella verticale ed orizzontale (distesa sulla parte posteriore).
- Il versatile dispositivo pneumatico (PDD) con doppia modalità fornisce:
 - Flusso a richiesta fino a 4 LPM
 - Flusso continuo fino a 6 LPM
- Non emette calore o rumore
- Manutenzione facile
- Tasso normale di evaporazione (NER) efficiente e ultra-basso
- Design resistente ed affidabile progettato per prevenire le perdite
- Comoda tracolla antiscivolo imbottita
- Può essere portato con una tracolla o con uno zaino per avere le mani libere.

HELIOS™ Plus e Marathon

Caractéristiques techniques du produit

HELIOS Plus (H300)		HELIOS Marathon (H850)	
Capacità ossigeno liquido	0,41 kg	Capacità ossigeno liquido	0,91 kg
Capacità gassosa equivalente	308 l	Capacità gassosa equivalente	685 l
Peso, pieno	1,63 kg	Peso, pieno	2,54 kg
Peso, vuoto	1,22 kg	Peso, vuoto	1,63 kg
Altezza incluso il manico	267 mm	Altezza incluso il manico	381 mm
Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM (modalità a richiesta)	9 ore	Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM (modalità a richiesta)	22 ore
Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM (modalità continua)	N/D	Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM (modalità continua)	6,1 ore
Pressione di esercizio	22 psi (152 kPa)	Pressione di esercizio	22 psi (152 kPa)
Tasso normale di evaporazione (NER)	0,39 kg/giorno	Tasso normale di evaporazione (NER)	0,45 kg/giorno
Flussi standard	Continuo : Off, 0.12, 0.25, 0.5, 0.75 A richiesta : Off, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4	Flussi standard	Continuo : Off, 1, 2, 3, 4, 5, 6 A richiesta : Off, 1.5, 2, 2.5, 3, 4



Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice articolo
Unità per ossigeno portatile HELIOS Plus, H300	B-701604-00
Unità per ossigeno portatile HELIOS Marathon, H850	H850
Accessori	
Marsupio portatile HELIOS	B-701654-00
Zaino HELIOS Marathon	069209
Lunghezze multiple della cannula doppia	Disponibili tramite il servizio di assistenza clienti