

# HELIOS™ U36 & U46

## Ein Behälter für alle tragbaren Geräte mit Obenbefüllung

Der vielseitige Flüssigsauerstoffbehälter von CAIRE Inc. passt zu unserem HELiOS Personal Sauerstoffsystem sowie zu den tragbaren Flüssigsauerstoffeinheiten von Companion™. Das HELiOS Universal Reservoir ist in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich und unterstützt Sie dabei, Ihre Geräte optimal zu nutzen und somit die Betriebskosten zu reduzieren. Durch das Reservoir werden die Lieferkosten sehr gering gehalten, da es über dasselbe verdunstungsarme Regelsystem verfügt, das bereits für das Original HELiOS Reservoir verwendet wurde.



### Produktmerkmale

- Verbesserte Ausnutzung durch den Einsatz eines Reservoirs für tragbare Einheiten mit Obenbefüllung
- Sauerstoffsparende Eigenschaften verringern die Lieferungen von Nachfüllungen und Betriebskosten
- Eine elektronische Anzeige des Inhalts sorgt für Klarheit
- Einfaches und schnelles Nachfüllen dank der Schnell-Nachfüll-Funktion

# HELiOS™ U36 & U46

Produktdaten			
U36		U46	
LOX-Kapazität	38,6 kg	LOX-Kapazität	49,9 kg
Gasförmiges Füllvermögen	29069 l	Gasförmiges Füllvermögen	37916 l
Leergewicht	24,0 kg	Leergewicht	27,2 kg
Gewicht in gefülltem Zustand	62,6 kg	Gewicht in gefülltem Zustand	77,1 kg
Höhe	851 mm	Höhe	952 mm
Durchmesser	391 cm	Durchmesser	391 cm
Typische Nutzungsdauer bei 2 l/min	10,9 Tage	Typische Nutzungsdauer bei 2 l/min	13,9 Tage
Betriebsdruck	22 psi (152 kPa)	Betriebsdruck	22 psi (152 kPa)
Normale Verdampfungsrate	0,54 kg/Tag	Normale Verdampfungsrate	0,54 kg/Tag
Standard-Messbereich für den Durchfluss	Aus, .5, .75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 l/min	Standard-Messbereich für den Durchfluss	Aus, .5, .75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 l/min



Bestellinformationen	
Beschreibung	Katalognummer
HELiOS U46 Universal Reservoir	U46EU
HELiOS U36 Universal Reservoir	U36EU
Zubehör	
Externe Durchflusssteuerung 22 psi, 1-10 l/min	B-701655-00
Verbindungsschlauch, 15,2 m	B-701656-00
Verlängerung für Verbindungsschlauch, 15,2 m	B-701432-00
HELiOS Rollgestell	14880803
HELiOS Flüssigbehälter	B-701546-00