

Companion® 1000 e 1000T

Unità Portatili per Ossigeno Liquido

Erogazione affidabile di ossigeno

Le unità portatili per ossigeno liquido Companion 1000 e Companion T ad alto flusso rappresentano una soluzione leggera in ossigenoterapia per i pazienti che necessitano di un flusso continuo di ossigeno. L'affidabile unità Companion 1000 unisce comfort e convenienza in un sistema portatile per ossigeno liquido durevole e di facile utilizzo. Si riempie rapidamente e con facilità da qualsiasi serbatoio universale Companion, Liberator o HELIOS. L'unità Companion T ha le stesse caratteristiche di progettazione, oltre a maggiori impostazioni per flussi superiori.

Caratteristiche

- Il design piccolo e leggero permette uno stile di vita più attivo
- Semplice da trasportare
- L'unità Companion 1000 prevede 11 impostazioni standard di flusso da 1/4 a 6 LPM
- L'unità Companion T è dotata di un regolatore di flusso integrato con impostazioni da 1/2 a 15 LPM
- Entrambe le unità garantiscono circa 7,7 ore di utilizzo a 2 LPM
- L'indicatore di livello funziona senza batterie
- I comandi e gli indicatori incassati riducono al minimo i danni e le modifiche accidentali delle impostazioni



Companion® 1000 e 1000T

Unità Portatili per Ossigeno Liquido



Specifiche prodotto

	Companion 1000	Companion 1000T
Capacità ossigeno liquido	1,41 kg	1,41 kg
Capacità gassosa equivalente	1.058 l	1.058 l
Peso, vuoto	2,27 kg	2,59 kg
Peso, pieno	3,67 kg	3,99 kg
Altezza	368 mm	368 mm
Larghezza	165.1 mm	165.1 mm
Spessore	154.9 mm	154.9 mm
Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM	7,7 ore	7,7 ore
Pressione di esercizio	22 psi (152 kPa)	22 psi (152 kPa)
Tasso normale di evaporazione (NER)	0.70 kg/giorno	0.70 kg/giorno
Flussi standard	Off, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 LPM	Off, .5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 LPM

Informazioni per l'ordine*

Descrizione	Codice articolo
Unità portatile per ossigeno liquido Companion 1000	B-700885-00
Unità portatile per ossigeno liquido ad alto flusso Companion T	B-700883-00
Accessori	
Zaino per unità portatile	10018138
Carrello, portatile universale	20765565
Manometro, adattatore per tubo	B-775270-00

* I numeri di catalogo rispecchiano i codici americani. Per i codici di una specifica lingua, contattare il servizio assistenza clienti

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107
Ph 770-721-7759 • Toll-Free 1-800-482-2473
Fax 888-932-2473

CAIRE Inc. si riserva il diritto di interrompere la produzione o di modificare prezzi, materiali, apparecchiature, qualità, descrizioni, specifiche e/o processi dei propri prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso e senza ulteriori obblighi o conseguenze. Tutti i diritti non espressamente indicati nel presente documento sono riservati, laddove applicabili.



Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way
Wokingham RG41 2PL, United Kingdom
Ph +44(0) 1189 367060 • Fax +44(0) 1189 799245