

Spirit™ 300, 600 & 1200

Oxígeno Líquido Portátil



Práctico y cómodo

Los equipos portátiles de oxígeno líquido de CAIRE están diseñados para maximizar la comodidad y movilidad del paciente y, además, son prácticos. Los modelos Spirit se presentan en un estuche atractivo con acabados de cuero y permiten al paciente medio con terapia de oxígeno una mayor duración de su actividad móvil. Gracias a su peso ligero y diseño cómodo y atractivo, los equipos Spirit suponen una nueva dimensión en la libertad del paciente.

Todos los modelos Spirit incorporan un dispositivo de conservación de oxígeno digital (DOCD, por sus siglas en inglés), que administra un volumen de gas establecido en cada respiración. El DOCD aumenta la duración del oxígeno por ajuste, a la vez que permite que la unidad tenga un tamaño general pequeño y poco peso. El DOCD recibe la alimentación de pilas de dos celdas C de alta duración, que son fáciles de sustituir. El único mando de control es fácil de usar, intuitivo y, gracias a su estuche suave, aumenta la comodidad y confianza del paciente.

Al estar disponibles las opciones de llenado lateral y superior, los modelos Spirit son fáciles de llenar. El procedimiento de llenado consiste en un paso que se lleva a cabo en menos de un minuto, no necesita alimentación eléctrica y es silencioso.



CARACTERÍSTICA

- El diseño pequeño y ligero permite un estilo de vida más activo.
- Transporte fácil.
- Tasas de flujo seleccionables entre 1 y 5 LPM y opción de flujo continuo.
- Ofrece entre 7 y 28 horas de uso a 2 LPM.
- Disponible con compatibilidad con llenado lateral y llenado superior.
- Cómodo estuche blando

**CAIRE**®

CAIRE tiene la gama más amplia de productos de oxígeno disponible, con opciones disponibles para satisfacer las necesidades de movilidad y prescripción de cada paciente. Visite www.caireinc.com para conocer las unidades LOX portátiles de alto flujo y bajo demanda y nuestros concentradores de oxígeno portátiles, transportables y estacionarios.

Spirit™ 300, 600 & 1200

Oxígeno Líquido Portátil

Especificaciones del producto

	Spirit 300	Spirit 600	Spirit 1200
Capacidad de oxígeno líquido	0,36 kg	0,68 kg	1,36 kg
Capacidad gaseosa equivalente	275 L	516 L	1026 L
Peso (vacío)	1,6 kg	1,86 kg	2,27 kg
Peso (lleno)	1,95 kg	2,54 kg	3,63 kg
Altura	223 mm	292 mm	335 mm
Tiempo de uso típico a 2 LPM	8 horas	16.1 horas	30.4 horas
Presión de funcionamiento	137 kPa	137 kPa	137 kPa
Tasa de evaporación normal	0,54 kg/día	0,59 kg/día	0,59 kg/día
Rango de control de flujo estándar	Demanda: Off 1,1.5, 2, 3, 4, 5 LPM, FC*	Demanda: Off 1,1.5, 2, 3, 4, 5 LPM, FC*	Demanda: Off 1,1.5, 2, 3, 4, 5 LPM, FC*

* El flujo continuo (FC) es 2 LPM



Información de pedidos**

Descripción	Número de referencia
Spirit 300 TF	13104204
Spirit 300 SF	13103130
Spirit 600 TF	13100107
Spirit 600 SF	13104167
Spirit 1200 TF	11940233
Spirit 1200 SF	11940532

Accesorios

Paquete de cinturón	11843361
Extensión para la cintura	11843396
Cinta para el hombro	13234703
Bolsa 17,8 cm x 10,2 cm	11843370
Bolsa grande 17,8 cm x 20,3 cm	11843388

** Los números de catálogo reflejan los números de componente en inglés de EE. UU. Para ver los números de componentes específicos de idiomas, precauciones e información detallada de seguridad del producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.



Información de contacto de CAIRE:
+49 2027395540
www.caireinc.com

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad del producto.

© 2021 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados.

ML-LOX0013-3 D