

# Sprint™ & Stroller®

Tragbare Flüssigsauerstoffsysteme



## Sich frei bewegen

Die leichten, tragbaren Flüssigsauerstoffsysteme von CAIRE Inc. bieten Patienten bei der Durchführung einer Sauerstoff-Langzeittherapie eine hohe Mobilität, somit Unabhängigkeit und Lebensqualität. Die Continuous-Flow-Option ermöglicht es den Anwendern, unabhängig von ihrem erforderlichen Flow in Bewegung zu bleiben. Durch die ergonomische Form liegen die Geräte bequem am Körper an. Mit den leisen und benutzerfreundlichen Flüssigsauerstoffgeräten von CAIRE können die Patienten aktiv bleiben.



### LEICHT & LANGLEBIG

- Der leichte Sprint bietet maximale Mobilität bei minimalem Gewicht, da er gefüllt nur 2,72 kg wiegt
- Standardmäßig liefert der Stroller kontinuierlichen Sauerstoff bis zu 6 LPM
- Der Stroller wiegt nur 3,63 kg
- Hohe Mobilität



### LEICHTE BEDIENBARKEIT

- Die LED-Anzeige ist einfach abzulesen
- Anwender können die mobilen Systeme schnell befüllen
- Ergonomische Formgebung. Dadurch haben die Systeme einen hohen Tragekomfort



### VIELSEITIGKEIT

- Alle Systeme können wahlweise seitlich oder von oben befüllt werden
- Optional mit Federwaage oder LED Füllstandanzeige
- Verschiedene Füllstutzen erhältlich und mit allen Herstellern kompatibel
- Rucksack und Transportcaddy als Zubehör erhältlich



CAIRE verfügt über das breiteste Angebot an Sauerstoffprodukten mit Optionen, die den Verordnungen und Mobilitätsbedürfnissen jedes Patienten gerecht werden. Besuchen Sie [www.caireinc.com](http://www.caireinc.com), um sich über tragbare Flüssigsauerstoff(LOX)-Einheiten für den On-Demand- und High-Flow-Betrieb und unsere tragbaren, transportablen und stationären Sauerstoffkonzentratoren zu informieren.

# Sprint™ & Stroller®

Tragbare Flüssigsauerstoffsysteme

## Produktdaten

	Sprint	Stroller
Flüssigsauerstoff-Gewicht	0,68 kg	1,36 kg
Gasvolumen	513 l	1026 l
Gewicht leer	2,04 kg	2,27 kg
Gewicht voll	2,72 kg	3,63 kg
Höhe	298 mm	343 mm
Typische Nutzungsdauer bei 2 l/min	4,3 Stunden	8.5 Stunden
Betriebsdruck	20 psi (1,4 bar)	20 psi 1,4 bar
Eigenverdampfungsrate	0,57 kg/Tag	0,57 kg/Tag
Einstellungen am Durchflussregler	Aus, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 l/min	Aus, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 l/min



Stroller, Sprint



Softcase für High Flow Stroller

## Bestellinformationen\*

### Beschreibung Artikelnummer

Sprint SF (seitliche Befüllung) LED	10845218
Sprint TF (Befüllung von oben) LED	10956671
Stroller SF (seitliche Befüllung) LED	10845200
Stroller TF (Befüllung von oben) LED	10956680
Stroller SF (seitliche Befüllung) mit Federwaage	14909784
Stroller TF (Befüllung von oben) mit Federwaage	12993791
Stroller TF High Flow (Befüllung von oben) nur mit LED und Softcase Schwarz	14768299
Stroller SF High Flow (seitliche Befüllung) nur mit LED und Softcase Schwarz	14778770

\* Die Artikelnummern können abweichen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.