

Hi Flow Stroller®

Ein guter Weg, um durchzuatmen

Der Hi Flow Stroller von CAIRE, der für die mobile Sauerstofftherapie entwickelt wurde, gehört zu den modernsten Geräten in der Kryotechnik. Das intrahospitale System dient zur Ergänzung der vorhandenen ambulanten Sauerstoffversorgung im Krankenhaus. Der Hi Flow Stroller ist sehr einfach und sicher in der Handhabung—sowohl für das Krankenhauspersonal, als auch für den Patienten. Aufgrund seiner Leistungsfähigkeit stellt der Hi Flow Stroller eine praktische und kostensparende Lösung im Vergleich zu anderen Sauerstoffversorgungen dar.

Dieses Gerät eignet sich hervorragend für Kliniken und Patienten, die eine Sauerstoffversorgung mit hohen Durchflussraten benötigen. Der Hi Flow Stroller ist die optimale Lösung für mobile Patienten. Ein System das mithalten kann. Durch die höhere Sauerstoffzufuhr bietet der Hi Flow Stroller die erwünschte Unabhängigkeit für Aktivitäten, wie beispielsweise Wandern oder Angeln.



Produktmerkmale

- Geringes Gewicht: 3,86 kg
- Kapazität: 1,25 l
- Betriebsdruck: 1.37 bar

Vorteile für den Patienten

- Erhältlich mit schwarzem oder grauem Soft-Gehäuse
- Einfach abzulesende Füllstandanzeige
- Gerät kann seitlich und von oben nachgefüllt werden
- Erhöhte Mobilität



CAIRE Kontaktinformation:
www.cairemedical.com

SIEHE DIE GARANTIE DES PRODUKTS FÜR VOLLSTÄNDIGE INFORMATIONEN. Hinweise, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und detaillierte Informationen zur Sicherheit finden Sie in der Bedienungsanleitung des Produkts.

Hi Flow Stroller®

Produktdaten	
LOX-Kapazität	1,36 kg
Gasvolumen	1,025 L
Gewicht in gefülltem Zustand	3,86 kg
Leergewicht	2,49 kg
Höhe	343 mm
Durchschnittliche Nutzungsdauer bei 2 l/min	8.5 Stunden
Betriebsdruck	19,8 psi (1,37 bar)
Eigenverdampfungsrate	0,57 kg/Tag
Standard-Messbereich für den Durchfluss	Konstanter Durchfluss: Aus, .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15



Bestellinformationen	
Beschreibung	Artikelnummer
Hi Flow SF (Sidefill) graues Softcase	14089341
Hi Flow TF (Topfill) graues Softcase	14081315
Hi Flow SF (Sidefill) schwarzes Softcase	14778770
Hi Flow TF (Topfill) schwarzes Softcase	14768299
Zubehör	
Transportwagen für den Hi Flow Stroller	20765565