

OFFREZ PLUS DE CONFORT AUX PATIENTS

LE **SUMMUM** EN
MATIÈRE
D'OXYGÈNE

HELIOS™ Plus & Marathon

Portable Oxygène Liquide

Pour plus d'autonomie

Bien qu'il soit petit, l'HELIOS Plus est puissant et offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 9 heures pour seulement 1,6 kg réservoir plein. L'unité d'oxygène portable HELIOS Marathon™ de CAIRE, Inc. offre aux patients suivant une oxygénothérapie une liberté sans précédent : Il peut s'écouler jusqu'à 22 heures entre deux remplissages pour un appareil de seulement 2,5 kg réservoir plein. L'unité portable HELIOS Marathon permet aux patients de sortir toute une journée. Que ce soit pour rendre visite à des amis ou de la famille, faire des courses, pêcher ou jouer au golf,—les patients ont plus d'autonomie, sans avoir à recharger l'unité portable ni à emporter de bouteilles d'oxygène supplémentaires.

Flux continu/Distribution à la demande

Alors que les autres unités d'oxygène portables présentent un fonctionnement limité en flux continu, les unités portables HELIOS offrent plusieurs réglages en mode continu et à la demande. Les patients nécessitant un flux continu peuvent profiter d'une conception anti-déversement et de la portabilité reconnue du système HELIOS.

POINTS FORTS

- △ Ni batterie ni source d'électricité requise
- △ L'unité fonctionne à l'horizontale, à la verticale et dans toute position intermédiaire
- △ Appareil PDD (Pneumatic Demand Device) polyvalent et double mode délivrant :
 - △ jusqu'à 4 l/min à la demande
 - △ jusqu'à 6 l/min en flux continu
- △ Ne génère ni bruit ni chaleur
- △ Entretien facile
- △ Performant — Taux d'évaporation normal ultrafaible
- △ Conception durable et fiable antifuite
- △ Bandoulière rembourrée confortable et antidérapante
- △ Utilisable avec une bandoulière ou un sac à dos pour garder les mains libres



Composez le 05 61 08 98 58 pour commander.


CAIRE®
A Chart Industries Company
AirSep® SeQual®
www.CAIREmedical.com

HELIOS Plus & Marathon

Portable Oxygène Liquide



Caractéristiques techniques du produit

	HELIOS Plus (H300)	HELIOS Marathon (H850)
Capacité en oxygène liquide	0,41 kg	0,91 kg
Capacité équivalente en gaz	308 l	685 l
Poids avec réservoir plein	1,63 kg	2,54 kg
Poids avec réservoir vide	1,22 kg	1,63 kg
La hauteur comprend la poignée	267 mm	381 mm
Autonomie type à 2 l/min en mode à la demande	9 h	22 h
Autonomie type à 2 l/min en mode continu	Non disponible	6,1 h
Pression de fonctionnement	152 kPa (22 psi)	152 kPa (22 psi)
Taux d'évaporation normal	0,45 kg/jour	0,39 kg/jour
Plage de réglage du débit standard	Continu : Arrêt / 0,12 / 0,25 / 0,5 / 0,75 À la demande : Arrêt / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	Continu : Arrêt / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 À la demande : Arrêt / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4

Informations de commande

Description

Unité d'oxygène portable HELIOS Plus, H300

Unité d'oxygène portable HELIOS Marathon, H850

Référence catalogue

B-700848-00

H850EU

Accessoires

Ceinture HELIOS

Sac à doc HELIOS Marathon

Plusieurs longueurs de canules double lumière

B-701654-00

069209

Disponibles auprès du service client

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107, États-Unis
Tél. : 770 721 7759 • Numéro gratuit : 1 800 482 2473
Fax : 770 721 7758

Toutes les illustrations et les spécifications contenues dans ce document sont basées sur les dernières informations du produit au moment de la publication. CAIRE Inc. se réserve le droit de mettre fin à ses produits, ou de modifier les prix, les matériaux, les équipements, la qualité, les descriptions, les caractéristiques et / ou les procédés pour ses produits à tout moment et sans préavis et avec aucune autre obligation ou conséquence. Nous nous réservons tous les droits non mentionnés dans ce document le cas échéant.

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way
Wokingham,
Berkshire, RG41 2PL, Royaume-Uni
Tél. : +44(0) 1189 367060 • Fax : +44(0) 1189 799245