

OFFREZ PLUS DE CONFORT AUX PATIENTS

LE **SUMMUM** EN
MATIÈRE
D'OXYGÈNE

HELIOS™ U36 et U46

Réservoir Oxygène Liquide

Un seul réservoir pour toutes les unités portables à remplissage par le haut

Le réservoir d'oxygène liquide polyvalent de CAIRE Inc. est compatible avec notre fameux système HELIOS Personal Oxygen System ainsi qu'avec nos unités d'oxygène liquide portables Companion™. Disponible en deux tailles, le réservoir universel souple HELIOS vous aide à profiter au mieux de vos équipements afin de réduire les coûts d'utilisation. Le réservoir permet un coût de distribution minimale car il intègre le même système de contrôle de l'évaporation à faible perte que celui utilisé sur le réservoir HELIOS d'origine.

POINTS FORTS

- △ Meilleure utilisation des ressources grâce au recours à un seul réservoir pour les unités portables à remplissage par le haut
- △ Les fonctions de réduction de la consommation d'oxygène diminuent le nombre de remplissages et le coût d'utilisation
- △ L'indicateur de contenu électronique renseigne avec précision
- △ Recharges rapides et faciles grâce à la fonction de remplissage rapide



Composez le **05 61 08 98 58** pour commander.


CAIRE®
A Chart Industries Company
AirSep® SeQual®
www.CAIREmedical.com



HELIOS U36 et U46

Réservoir Oxygène Liquide

Caractéristiques techniques du produit

	U36	U46
Capacité en oxygène liquide	38,6 kg	49,9 kg
Capacité équivalente en gaz	29 069 l	37 916 l
Poids avec réservoir vide	24 kg	27,2 kg
Poids avec réservoir plein	62,6 kg	77,1 kg
Hauteur	851 mm	952 mm
Diamètre	391 cm	391 cm
Autonomie type à 2 l/min	10,9 jours	13,9 jours
Pression de fonctionnement	152 kPa (22 psi)	152 kPa (22 psi)
Taux d'évaporation normal	0,54 kg/jour	0,54 kg/jour
Plage de réglage du débit standard	Arrêt / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 l/min	Arrêt / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 l/min

Informations de commande

Description

Réservoir universel HELIOS U46

Référence catalogue

U46EU

Réservoir universel HELIOS U36

U36EU

Accessoires

Contrôle du débit externe 22 psi, 1-10 l/min

B-701655-00

Ensemble tuyau d'approvisionnement, 50'

B-701656-00

Rallonge tuyau d'approvisionnement, 50'

B-701432-00

Base à roulettes HELIOS

14880387

Collecteur d'humidité HELIOS

B-701546-00

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107, États-Unis
Tél. : 770 721 7759 • Numéro gratuit : 1 800 482 2473
Fax : 770 721 7758

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way
Wokingham,
Berkshire, RG41 2PL, Royaume-Uni
Tél. : +44(0) 1189 367060 • Fax : +44(0) 1189 799245

Toutes les illustrations et les spécifications contenues dans ce document sont basées sur les dernières informations du produit au moment de la publication. CAIRE Inc. se réserve le droit de mettre fin à ses produits, ou de modifier les prix, les matériaux, les équipements, la qualité, les descriptions, les caractéristiques et / ou les procédés pour ses produits à tout moment et sans préavis et avec aucune autre obligation ou conséquence. Nous nous réservons tous les droits non mentionnés dans ce document le cas échéant.