

HELIOS™

U36 e U46

Un solo serbatoio riempie tutte le unità portatili con carica dall'alto

Questo versatile serbatoio per ossigeno liquido della CAIRE funziona con il nostro popolare sistema portatile HELIOS e con le unità per ossigeno liquido portatili Companion™, Stroller e Spirit. Disponibile in due dimensioni, il flessibile serbatoio HELIOS Universal può aiutarvi a fare un uso ottimale delle scorte per ridurre i costi di esercizio. Il serbatoio limita i costi di consegna perché è progettato con lo stesso sistema di controllo dell'evaporazione utilizzato nel serbatoio originale HELIOS.

CARATTERISTICHE

- △ Migliora l'uso delle risorse utilizzando un solo serbatoio per le unità portatili con carica dall'alto.
- △ Le caratteristiche di risparmio dell'ossigeno aiutano a ridurre le consegne e i costi di esercizio
- △ L'indicatore di livello elettronico elimina ogni preoccupazione
- △ Le ricariche sono veloci e facili con la funzione di carica rapida





HELIOS™

U36 e U46

Specifiche prodotto

	U36	U46
Capacità ossigeno liquido	38,6 kg	49,9 kg
Capacità gassosa equivalente	29.069 l	37.916 l
Peso, vuoto	24,0 kg	27,2 kg
Peso, pieno	62,6 kg	77,1 kg
Altezza	851 mm	952 mm
Diametro	391 mm	391 mm
Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM	10,9 giorni	13,9 giorni
Pressione di esercizio	22 psi (152 kPa)	22 psi (152 kPa)
Tasso normale di evaporazione (NER)	0,54 kg/giorno	0,54 kg/giorno
Flussi standard	Off, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 LPM	Off, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 LPM

Informazioni per l'ordine

Descrizione

Serbatoio HELiOS Universal U46

Codice articolo

B-702099-00

Serbatoio HELiOS Universal U36

B-702100-00

Accessori

Regolatore di flusso esterno 22 psi, 1-10 LPM

B-701655-00

Linea di alimentazione, 15 m

B-701656-00

Prolunga della linea di alimentazione, 15 m

B-701432-00

Base carrellata HELiOS

14880803

Contenitore raccogli-condensa HELiOS

B-701546-00

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107
Tel. +1 770.721.7759 • Numero verde +1-800-482-2473
Fax +1 770.721.7758

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way
Wokingham,
Berkshire, RG41 2PL
Tel. +44(0) 1344 403100 • Fax +44(0) 0118 9799245