

OFFREZ PLUS DE CONFORT AUX PATIENTS

LE **SUMMUM** EN
MATIÈRE
D'OXYGÈNE

Liberator® 20, 30, 37, 45 & 60

Réservoir Oxygène Liquide

Choisissez LA référence en la matière

Le Liberator est le meilleur à tous points de vue. Le Liberator est spécialement conçu pour optimiser le confort du patient et la distribution d'oxygène liquide pour une meilleure rentabilité.

Les appareils Liberator de CAIRE, Inc. sont résistants et offrent une meilleure capacité pour un poids total moindre. Vous bénéficiez ainsi d'une meilleure autonomie sans augmenter la charge à transporter. Toutes les commandes (y compris la jauge électronique facile à lire) se trouvent sur le dessus de l'appareil pour une lecture rapide et une utilisation simple.

Les appareils Liberator sont équipés d'orifices de remplissage et peuvent être commandés selon trois options : remplissage par le haut, remplissage par le côté ou les deux pour satisfaire les attentes du client. Ils sont garantis à vide pendant cinq ans.

POINTS FORTS

- △ Capacité de 20 à 60 l
- △ 6.5–18 jours d'autonomie à 2 l/min.
- △ Débit de 0 à 15 l/min
- △ Garantie à vide de 5 ans

AVANTAGES POUR LE PATIENT

- △ Meilleure qualité de vie
- △ Meilleure liberté de mouvement
- △ Temps d'hospitalisation réduit
- △ Taux de survie supérieur



Composez le 05 61 08 98 58 pour commander.


CAIRE®
A Chart Industries Company
AirSep® / SeQual®
www.CAIREmedical.com



Liberator® 20,30, 37, 45 & 60

Réservoir Oxygène Liquide

Caractéristiques techniques du produit

	Liberator 20	Liberator 30	Liberator 37	Liberator 45	Liberator 60
Capacité en oxygène liquide	23,58 kg	34,01 kg	41,72 kg	50,80 kg	65,31 kg
Capacité équivalente en gaz	17 780 l	25 650 l	31 460 l	38 300 l	49 200 l
Poids avec réservoir plein	41,26 kg	54,42 kg	64,40 kg	75,70 kg	95,24 kg
Poids avec réservoir vide	17,96 kg	20,41 kg	22,68 kg	24,95 kg	29,93 kg
Hauteur	622 mm	750 mm	832 mm	940 mm	990 mm
Diamètre	356 mm	356 mm	356 mm	356 mm	406 mm
Autonomie type à 2 l/min	6,5 jours	9,4 jours	11,6 jours	14,1 jours	18,1 jours
Pression de fonctionnement	137 kPa (20 psi)				
Taux d'évaporation normal	0,73 kg/jour	0,73 kg/jour	0,73 kg/jour	0,73 kg/jour	0,75 kg/jour
Plage de réglage du débit standard	Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15	Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15	Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15	Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15	Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15

Informations de commande*

Description	Référence catalogue	Description	Référence catalogue
Liberator 20 TF (remplissage par le haut)	14815382	Liberator 37 DF (2 options de remplissage)	14838007
Liberator 30 SF (remplissage par le côté)	13258490	Liberator 45 SF (remplissage par le côté)	13262149
Liberator 30 TF (remplissage par le haut)	13258692	Liberator 45 TF (remplissage par le haut)	13262309
Liberator 30 DF (2 options de remplissage)	14837995	Liberator 45 DF (2 options de remplissage)	14837987
Liberator 37 TF (remplissage par le haut)	13259960	Liberator 60 TF (remplissage par le haut)	14815391
Liberator 37 SF (remplissage par le côté)	13259767	Liberator 60 DF (2 options de remplissage)	14838015

* Les références catalogue sont valables pour la version américaine des produits. Pour connaître les références des autres langues, veuillez contacter le service client.

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107, États-Unis
Tél. : 770 721 7759 • Numéro gratuit : 1 800 482 2473
Fax : 770 721 7758

Toutes les illustrations et les spécifications contenues dans ce document sont basées sur les dernières informations du produit au moment de la publication. CAIRE Inc. se réserve le droit de mettre fin à ses produits, ou de modifier les prix, les matériaux, les équipements, la qualité, les descriptions, les caractéristiques et / ou les procédés pour ses produits à tout moment et sans préavis et avec aucune autre obligation ou conséquence. Nous nous réservons tous les droits non mentionnés dans ce document le cas échéant.

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way
Wokingham,
Berkshire, RG41 2PL, Royaume-Uni
Tél. : +44(0) 1189 367060 • Fax : +44(0) 1189 799245