

HELiOS™ U36 e U46

Un solo serbatoio riempie tutte le unità portatili con carica dall'alto

Il versatile serbatoio di ossigeno liquido di CAIRE inc. funziona con il nostro popolare sistema di ossigeno personale HELiOS e con le unità di ossigeno liquido portatili Companion™. disponibile in due dimensioni, il flessibile serbatoio universale HELiOS può aiutarvi a fare un uso ottimale delle scorte per ridurre i costi di funzionamento. Il serbatoio contiene i costi di consegna perché è progettato con lo stesso sistema di controllo dell'evaporazione a basse perdite utilizzato nel serbatoio originale HELiOS. Il serbatoio universale HELiOS può anche fornire direttamente l'ossigeno ai pazienti con la valvola di controllo del flusso e con il contenitore di ossigeno personale oxiClip™.



Caratteristiche

- Migliora l'utilizzo delle risorse utilizzando un solo serbatoio per le unità portatili con carica dall'alto.
- Le caratteristiche di risparmio dell'ossigeno aiutano a ridurre le consegne di ricariche e i costi di funzionamento.
- L'indicatore elettronico del contenuto semplifica l'uso.
- Le ricariche sono veloci e facili con la funzione di carica rapida.

HELIOS™ U36 e U46

Specifiche prodotto			
U36		U46	
Capacità ossigeno liquido	38,6 kg (85 lb)	Capacità ossigeno liquido	49,9 kg (110 lb)
Capacità gassosa equivalente	29069 l	Capacità gassosa equivalente	37916 l
Peso, vuoto	24,0 kg (53 lb)	Peso, vuoto	27,2 kg (60 lb)
Peso, pieno	62,6 kg (138 lb)	Peso, pieno	77,1 kg (170 lb)
Altezza	851 mm (33,5 poll.)	Altezza	952 mm (37,5 poll.)
Diametro	391 cm (15,4 poll.)	Diametro	391 cm (15,4 poll.)
Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM	10,9 giorni	Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM	13,9 giorni
Pressione di esercizio	152 kPa (22 psi)	Pressione di esercizio	152 kPa (22 psi)
Velocità di evaporazione normale	0,54 kg/giorno (1,2 lb/giorno)	Velocità di evaporazione normale	0,54 kg/giorno (1,2 lb/giorno)
Intervallo di controllo flusso standard	Off, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 LPM	Intervallo di controllo flusso standard	Off, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 LPM



Informazioni per l'ordine

Descrizione	Numero catalogo
Serbatoio universale HELiOS U46	U46EU
Serbatoio universale HELiOS U36	U36EU
Accessori	
Controllo flusso esterno 22 psi, 1-10 LPM	B-701655-00
Gruppo della linea di alimentazione, 50'	B-701656-00
Prolunga della linea di alimentazione, 50'	B-701432-00
Gruppo della base con ruote HELiOS	14880803
Contenitore della condensa HELiOS	B-701546-00