

Hi Flow Stroller®

Portable Oxygène Liquide

Un moyen plus sûr de respirer

Développé pour le transport des patients sous oxygène à des fins ambulatoires, l'appareil Hi Flow Stroller de CAIRE est réellement à la pointe de la technologie en matière de produits cryogéniques. Ce système intrahospitalier est conçu pour compléter la source d'oxygène ambulatoire existante de l'hôpital. Le système Hi Flow Stroller est beaucoup plus simple à utiliser et il est reconnu comme étant plus sûr à la fois pour le patient et le personnel soignant. Outre ses aspects pratique et économique, l'efficacité et la simplicité du Hi Flow apportent une réponse aux besoins en système d'oxygène portable.

Il s'agit de la solution idéale pour les hôpitaux et les patients ayant besoin de débits élevés. L'appareil Hi Flow Stroller est un choix naturel pour les patients nécessitant une unité d'oxygène portable qu'ils peuvent emporter avec eux. Des débits supérieurs en oxygène font du Hi Flow Stroller une solution appropriée pour les activités telles que la pêche ou les balades.

Points Forts

- Ultraléger : 3,86 kg (8.5 livres)
- Capacité de 1,25 l
- Pression de fonctionnement 20 psi

Avantages Pour Le Patient

- Disponible dans un boîtier souple confortable, noir ou gris
- Jauge électronique à LED facile à lire
- Deux configurations disponibles : remplissage par le haut ou le côté
- Meilleure liberté de mouvement



CAIRE Informations de contact:
www.cairemedical.com

CONSULTEZ LA DÉCLARATION DE GARANTIE DU PRODUIT POUR DES INFORMATIONS COMPLÈTES. Veuillez consulter les instructions d'utilisation du produit pour connaître les indications, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les informations détaillées information sur la sécurité.

© 2022 CAIRE Inc. All Rights Reserved.

ML-LOX0015-1 E

Hi Flow Stroller®

Portable Oxygène Liquide

Caractéristiques techniques du produit

Capacité en oxygène liquide	1,36 kg
Capacité équivalente en gaz	1025 L
Poids avec réservoir plein	3,86 kg
Poids avec réservoir vide	2,49 kg
Hauteur	343 mm
Autonomie type à 2 l/min	8.5 h
Pression de fonctionnement	137 kPa (20 psi)
Taux d'évaporation normal	0,57 kg/jour
Plage de réglage du débit standard	Flux continu : Arrêt, 0,5 / 1/ 1.5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12 / 15



Informations de commande

Description	Référence catalogue
Hi Flow SF (remplissage par le côté), boîtier gris	14089341
Hi Flow TF (remplissage par le haut), boîtier gris	14081315
Hi Flow SF (remplissage par le côté), boîtier noir	14778770
Hi Flow TF (remplissage par le haut), boîtier noir	14768299
Accessories	
Chariot pour Hi Flow Stroller	20765565



CAIRE Informations de contact:

www.cairemedical.com

CONSULTEZ LA DÉCLARATION DE GARANTIE DU PRODUIT POUR DES INFORMATIONS COMPLÈTES. Veuillez consulter les instructions d'utilisation du produit pour connaître les indications, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les informations détaillées information sur la sécurité.

© 2022 CAIRE Inc. All Rights Reserved.

ML-LOX0015-1 E