

FÜR EINE BESSERE VERSORGUNG DER PATIENTEN

Liberator®

20, 30, 37, 45 & 60

DIE KUNST DER SAUERSTOFFVERSORGUNG

Entscheiden Sie sich für das Gerät, das Maßstäbe setzt

Alles an unserem Liberator ist von höchster Qualität. Bei der Entwicklung des Liberator-Sauerstoffbehälters wurde speziell auf die Maximierung der Patientenfreundlichkeit und die Optimierung der Flüssigkeitsverteilung zur Steigerung der Profitabilität geachtet.

Die Liberator-Sauerstoffbehälter von CAIRE Inc. sind sehr robust und verfügen über eine höhere Flüssigkeitskapazität bei einem geringeren Gesamtgewicht. Dadurch können Sie größere Mengen ausliefern, ohne dass Ihr Lieferpersonal schwerere Einheiten tragen muss. Alle Bedienelemente (einschließlich der leicht verständlichen LED-Anzeige) sind auf der Oberseite des Geräts angebracht. Somit ist eine einfache Handhabung gewährleistet.

Die Liberatoren verfügen über dem Industriestandard entsprechende Einfüllanschlüsse und sind mit den folgenden drei Fülloptionen erhältlich: Einfüllanschlüsse zur Ober-, Seiten- oder Doppelbefüllung je nach Wunsch des Patienten. Alle fünf Jahre werden sie einer Vakuumüberprüfung unterzogen.

PRODUKTMERKMALE

- △ Kapazität: 20 - 60 Liter
- △ 6,5–18-tägige Nutzungsdauer bei 2 l/min.
- △ Durchflussrate: 0 - 15 l/min
- △ Füllzeit: 2,5 bis 5,5 Minuten in warmem Zustand; 1,5 bis 4 Minuten in kaltem Zustand
- △ Alle 5 Jahre wird eine Vakuumüberprüfung durchgeführt

VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN

- △ Gesteigerte Lebensqualität
- △ Mehr Mobilität
- △ Weniger Versorgung im Krankenhaus notwendig
- △ Gesteigerte Lebenserwartung





Liberator®

20, 30, 37, 45 & 60

Produktdaten

	Liberator 20	Liberator 30	Liberator 37	Liberator 45	Liberator 60
LOX-Kapazität	52 lb (23,58 kg)	75 lb (34,01 kg)	92 lb (41,72 kg)	112 lb (50,80 kg)	114 lb (65,31 kg)
Gasförmiges Füllvermögen	17,780 l	25,650 l	31,460 l	38,300 l	49,200 l
Gewicht in gefülltem Zustand	91 lb (41,26 kg)	120 lb (54,42 kg)	142 lb (64,40 kg)	167 lb (75,70 kg)	210 lb (95,24 kg)
Leergewicht	39 lb (17,96 kg)	45 lb (20,41 kg)	Transportwagen für den Hi Flow Stroller	55 lb (24,95 kg)	66 lb (29,93 kg)
Höhe	622 mm	750 mm	832 mm	940 mm	990 mm
Durchmesser	356 mm	356 mm	356 mm	356 mm	406 mm
Typische Nutzungsdauer bei 2 l/min	6,5 Tage	9,4 Tage	11,6 Tage	14,1 Tage	18,1 Tage
Betriebsdruck	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)
Normale Verdampfungsrates	1,6 lb/Tag 0,73 kg/Tag	1,6 lb/Tag 0,73 kg/Tag	1,6 lb/Tag 0,73 kg/Tag	1,6 lb/Tag 0,73 kg/Tag	1,65 lb/Tag 0,75 kg/Tag
Standard-Messbereich für den Durchfluss	Aus, .25, .5, .75, 1 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15	Aus, .25, .5, .75, 1 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15	Aus, .25, .5, .75, 1 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15	Aus, .25, .5, .75, 1 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15	Aus, .25, .5, .75, 1 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15

Ordering Information*

Bestellinformationen	Katalognummer	Beschreibung	Katalognummer
Liberator 20 SF (Seitenbefüllung)	13256435	Liberator 37 DF (Doppelbefüllung)	13259599
Liberator 20 TF (Obenbefüllung)	13256654	Liberator 45 SF (Seitenbefüllung)	13262085
Liberator 20 DF (Doppelbefüllung)	13256195	Liberator 45 TF (Obenbefüllung)	13262253
Liberator 30 SF (Seitenbefüllung)	13258449	Liberator 45 DF (Doppelbefüllung)	13261699
Liberator 30 TF (Obenbefüllung)	13258641	Liberator 60 SF (Seitenbefüllung)	13263782
Liberator 30 DF (Doppelbefüllung)	13256929	Liberator 60 TF (Obenbefüllung)	13263811
Liberator 37 SF (Seitenbefüllung)	13259759	Liberator 60 DF (Doppelbefüllung)	13263758
Liberator 37 TF (Obenbefüllung)	13259919		

* Die Katalognummern beziehen sich auf US-englische Teilenummern. Um die Teilenummern Ihrer Sprache zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

CAIRE Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107
Tel.: 770-721-7759 • Gebührenfrei unter: 1-800-482-2473
Fax: 770-721-7758

Chart BioMedical Ltd.
Unit 6, Ashville Way
Wokingham,
Berkshire, RG41 2PL
Tel.: +44(0) 1344 403100 • Fax: +44(0) 0118 9799245
Copyright © 2011 Chart Industries Ref ML120034 Rev A