

FÜR EINE BESSERE VERSORGUNG DER PATIENTEN

Sprint™ & Stroller®

DIE KUNST DER SAUERSTOFFVERSORGUNG

Freiheit durch Mobilität

Die leichten, geschmeidigen, tragbaren Flüssigsauerstoffsysteme von CAIRE Inc. bieten Patienten der ambulanten Sauerstofftherapie eine patientenfreundliche, unkomplizierte Sauerstoffversorgung, die sich einfach den Körperkonturen anpasst.

Der Stroller und der Sprint wurden so konzipiert, dass ein Maximum an Patientenfreundlichkeit gewährleistet ist. Die Patienten können die LED-Anzeige einfach ablesen und somit einfach und schnell das Gerät selbst befüllen. Mit dem griffigen Tragegurt kann das Gerät über der Schulter oder in der Hand getragen werden. Der Gurt kann für die Reinigung entfernt werden.

Die Stroller- und Sprint-Modelle sind mit allen bekannten Anschlüssen erhältlich. So können sie mit bereits vorhandenen Geräten kombiniert werden.

Produktmerkmale

- △ Sehr leichtes Gewicht
 - △ Sprint: 2,7 kg.
 - △ Stroller: 3,6 kg
- △ Ungefähre Nutzungsdauer bei 2 l/min
 - △ Sprint: 4 Stunden
 - △ Stroller: 8 Stunden

VORTEILE FÜR PATIENTEN & KRANKENHÄUSER

- △ Leserliche LED-Anzeige
- △ Seiten- und Obenbefüllung möglich
- △ Gesteigerte Mobilität



Sprint & Stroller



Produktdaten

	Sprint™	Stroller®
LOX-Kapazität	0,68 kg	1,36 kg
Gasförmiges Füllvermögen	513 l	1.026 l
Gewicht in gefülltem Zustand	2,72 kg	3,63 kg
Leergewicht	2,04 kg	2,27 kg
Höhe	298 mm	343 mm
Typische Nutzungsdauer bei 2 l/min	4,3 Stunden	8 Stunden
Betriebsdruck	20psi (137 kPa)	20psi (137 kPa)
Normale Verdampfungsrate	0,57 kg/Tag	0,57 kg/Tag
Standard-Messbereich für den Durchfluss	Aus, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	Aus, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Bestellinformationen

Beschreibung	Katalognummer
Sprint SF (Seitenbefüllung)	10564117
Sprint TF (Obenbefüllung)	10564096
Stroller SF (Seitenbefüllung) LED	10564125
Stroller TF (Obenbefüllung) LED	10564109
Stroller TF (Obenbefüllung) LED mit Softgehäuse	14768264
Stroller SF (Seitenbefüllung) Skala	10998054
Stroller TF (Obenbefüllung) Skala	10997991
Stroller TF (Obenbefüllung) Skala mit Softgehäuse	14765549

* Die Katalognummern beziehen sich auf US-englische Teilenummern. Für Teilenummern Ihrer Sprache, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.