



CREAR MEJORES RESULTADOS CON PACIENTES

HELIOS™

Plus y Marathon

EL ARTE DEL OXÍGENO

Libertad más duradera

Aunque pequeño, el HELIOS Plus es potente, con una duración de hasta 9 horas, pero con un peso de solo 1,63 kg totalmente lleno. La unidad de oxígeno portátil HELIOS, de CAIRE, Inc., ofrece a los pacientes de terapia de oxígeno una libertad sin precedentes: dura hasta 22 horas entre llenados y pesa únicamente 2,54 kg totalmente lleno. La unidad portátil HELIOS Marathon permite a los pacientes estar fuera todo el día. Ya sea visitar a familiares y amigos, comprar, ir a pescar o a jugar al golf,—los pacientes tienen una libertad duradera sin necesidad de rellenar la unidad portátil o tener que llevar cilindros de oxígeno extra.

Versatilidad de flujo por demanda/flujo continuo

Mientras que otras unidades de oxígeno portátiles tienen un funcionamiento de flujo continuo limitado, las unidades portátiles HELIOS presentan distintos ajustes para los modos de flujo continuo y bajo demanda. Ahora los pacientes que necesitan un flujo continuo pueden disfrutar del diseño “sin derrames” y la portabilidad por la que se conoce al sistema HELIOS.

CARACTERÍSTICAS:

- △ No se requieren baterías ni electricidad.
- △ La unidad puede operar tumbada sobre la parte trasera, de pie o en cualquier posición intermedia.
- △ El dispositivo versátil de demanda neumática de modo dual (PDD) ofrece lo siguiente:
 - △ hasta 4 LPM de flujo bajo demanda
 - △ hasta 6 LPM de flujo continuo
- △ No emite calor ni ruido.
- △ Fácil mantenimiento.
- △ Tasa de evaporación normal (NER) ultra baja y eficiente.
- △ Diseño fiable y duradero pensado para evitar fugas.
- △ Cómodamente acolchado, correa de hombro resistente a resbalones.
- △ Se puede llevar con una correa de hombro o como una mochila para tener libertad de movimiento en las manos.




CAIRE®
SEQUAL
WWW.CAIRE-SEQUAL.COM



MÉDICOS △ PACIENTES △ CUIDADO EN EL HOGAR

HELIOS

Plus y Marathon



Especificaciones del producto

	HELIOS Plus (H300)	HELIOS Marathon (H850)
Capacidad de LOX	0,41 kg	0,91 kg
Capacidad gaseosa equivalente	308 L	685 L
Peso, lleno	1,63 kg	2,54 kg
peso, vacío	1,22 kg	1,63 kg
Altura, incluido el asa	267 mm	381 mm
Tiempo de uso típico a 2 LPM en modo bajo demanda	9 horas	22 horas
Tiempo de uso típico a 2 LPM en modo continuo	N/D	6,1 horas
Presión de funcionamiento	22 psi (152 kPa)	22 psi (152 kPa)
Tasa de evaporación normal	0,45 kg/día	0,39 kg/día
Rango de control de flujo estándar	Continuo: apagado, 0,12, 0,25, 0,5, 0,75 Bajo demanda: apagado, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4	Continuo: apagado, 1,2,3,4,5,6 Bajo demanda: apagado, 1,5, 2, 2,5, 3, 4

Información de pedidos

Descripción	Número de catálogo
Unidad de oxígeno portátil HELIOS Plus, H300	B-701604-00
Unidad de oxígeno portátil HELIOS Marathon, H850	H850
Accesorios	
HELIOS portátil para cadera	B-701654-00
HELIOS Marathon de mochila	069209
Cánulas de lumen dual de varias longitudes	Disponible a través del servicio de atención al cliente

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107 (EE. UU.)
Teléfono 770.721.7759 • Llamada gratuita 1-800-482-2473
Fax 770.721.7758

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way
Wokingham,
Berkshire, RG41 2PL
Teléfono +44(0) 1344 403100 • Fax +44(0) 0118 9799245

Copyright © 2011 Chart Industries Ref ML120054 Rev A