

# FÜR EINE BESSERE VERSORGUNG DER PATIENTEN

## HELIOS™

### Plus & Marathon

DIE KUNST DER  
SAUERSTOFFVERSORGUNG

#### Länger anhaltende Freiheit

Obwohl das HELIOS Plus relativ klein ist, handelt es sich um ein sehr leistungsstarkes Gerät mit einer Nutzungsdauer von bis zu 9 Stunden und einem Füllgewicht von gerade einmal 1,6 Kilogramm. Mit der tragbaren HELIOS Marathon™-Sauerstoffeinheit von CAIRE Inc. erlangen Patienten in Sauerstofftherapie ungeahnte Freiheiten: Die Nutzungsdauer beträgt bis zu 22 Stunden und es wiegt in gefülltem Zustand nur 2,5 Kilogramm! Mit der tragbaren HELIOS Marathon-Einheit können Patienten den ganzen Tag draußen verbringen. Egal, ob sie Freunde und Familie besuchen oder zum Shoppen, Angeln oder Golfspielen gehen, die Patienten können länger ihre Freiheit genießen, ohne ihre Trageeinheit nachfüllen oder für zusätzliche Sauerstoffbehälter sorgen zu müssen.

#### Konstanter Sauerstofffluss/Sauerstofffluss nach Bedarf

Andere tragbare Sauerstoffeinheiten verfügen über einen begrenzten konstanten Sauerstofffluss. Bei den tragbaren HELIOS-Einheiten kann zwischen unterschiedlichen Einstellungen für den konstante Sauerstofffluss und den Sauerstofffluss nach Bedarf gewählt werden. Jetzt können Patienten, die eine konstante Sauerstoffversorgung benötigen, vom innovativen Design und der Handlichkeit des HELIOS-Systems profitieren.

#### PRODUKTMERKMALE

- △ Batterien oder Strom sind nicht erforderlich.
- △ Die Einheit kann flach auf dem Rücken, aufrecht oder in jeder anderen Position dazwischen verwendet werden.
- △ Vielseitiges, pneumatisches Gerät mit Dual-Modus:
  - △ bis zu 4 l/min bei einer Sauerstoffversorgung nach Bedarf
  - △ bis zu 6 l/min bei einer konstanten Sauerstoffversorgung
- △ Gibt weder Geräusche noch Wärme ab
- △ Einfache Wartung
- △ Effiziente, sehr geringe normale Verdampfungsrate
- △ Haltbares, zuverlässiges Design, das so entwickelt ist, dass es zu keinen Undichtigkeiten kommen kann
- △ Bequemer, gepolsterter, rutschfester Schultergurt
- △ Kann mit einem Schultergurt oder in einem Rucksack getragen werden. Somit hat der Patient die Hände frei.



  
CAIRE®  
SEQUAL®  
WWW.CAIRE-SEQUAL.COM

## HELIOS H850

Plus & Marathon



### Produktdaten

	HELIOS Plus (H300)	HELIOS Marathon (H850)
LOX-Kapazität	0,41 kg	0,91 kg
Gasförmiges Füllvermögen	308 l	685 l
Gewicht in gefülltem Zustand	1,63 kg	2,54 kg
Leergewicht	1,22 kg	1,63 kg
Höhe mit Griff	267 mm	381mm
Typische Nutzungsdauer bei 2 l/min bei einer Sauerstoffversorgung nach Bedarf	9 Stunden	22 Stunden
Typische Nutzungsdauer bei 2 l/min bei einer konstanten Sauerstoffversorgung	entfällt	6,1 Stunden
Transportwagen für den Hi Flow Stroller	22 psi (152 kPa)	22 psi (152 kPa)
Normale Verdampfungsrate	0,45 kg/Tag	0,39 kg/Tag
Standard-Messbereich für den Durchfluss	Konstant: aus, .12, .25, .5, .75 nach Bedarf: aus, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4	Konstant: aus, 1,2,3,4,5,6 nach Bedarf: aus, 1.5, 2, 2.5, 3, 4

### Bestellinformationen

Beschreibung	Katalognummer
Tragbare Sauerstoffeinheit HELiOS Plus, H300	B-701604-00
Tragbare Sauerstoffeinheit HELiOS Marathon, H850	H850
<b>Zubehör</b>	
HELIOS Tragetasche zur Befestigung um die Hüfte	B-701654-00
HELIOS Marathon-Rucksack	069209
Doppellumige Schläuche mit unterschiedlichen Längen	Beim Kundenservice erhältlich