

# FÜR EINE BESSERE VERSORGUNG DER PATIENTEN

## DIE KUNST DER SAUERSTOFFVERSORGUNG

### Companion®

1000 & 1000T

#### Zuverlässige Sauerstoffversorgung

Die leichten, tragbaren Flüssigsauerstoff-Einheiten Companion 1000 und Companion T High-Flow dienen zur Sauerstofftherapie bei Patienten die eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung benötigen. Die zuverlässige Companion 1000-Einheit vereint Komfort und Anwenderfreundlichkeit in einem beständigen, tragbaren Flüssigsauerstoffsystem. Die Einheit kann schnell und einfach an jedem Companion-, Liberator- oder HELIOS Universal-Behälter aufgefüllt werden. Bei der Companion T-Einheit kann darüber hinaus eine erhöhte Durchflussrate (bis 15 Liter pro Minute) eingestellt werden.

#### PRODUKTMERKMALE

- △ Klein und handlich
- △ Leicht zu tragen
- △ Elf Durchfluss-Einstellungen von 1/4 l/min bis 6 l/min (Companion 1000)
- △ Integriertes Ventil, regelbar von 1/2 l/min bis 15 l/min (Companion T)
- △ Durchschnittliche Nutzungsdauer: 7,7h bei 2 l/min
- △ Leichte Füllstandsermittlung mittels Federwaage
- △ Vorbeugung versehentlicher Einstellungsänderungen durch versenkte Bedienelemente



**Rufen Sie unter (0) 202 739 55409 an und bestellen Sie!**

  
**CAIRE®**  
**SEQUAL®**  
WWW.CAIRE-SEQUAL.COM



## Companion

1000 & 1000T

### Produktmerkmale

	Companion 1000	Companion 1000T
LOX-Kapazität	1,41 kg	1,41 kg
Gasvolumen	1058 l	1058 l
Leergewicht	2,27 kg	2,59 kg
Gewicht in gefülltem Zustand	3,67 kg	3,99 kg
Höhe	351 mm	368 mm
Typische Nutzungsdauer bei 2 l/min	7,7 Stunden	7,7 Stunden
Betriebsdruck	22 psi (1,52 bar)	22 psi (1,52 bar)
Normale Verdampfungsrate	0,70 kg/Tag	0,70 kg/Tag
Durchflussraten	Aus, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 l/min	Aus, .5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15

### Bestellinformationen

#### Beschreibung

Tragbare Flüssigsauerstoffeinheit Companion 1000

#### Artikelnummer

B-700885-00

Tragbare Highflow-Flüssigsauerstoffeinheit Companion T

B-700883-00

#### Zubehör

Rucksack für Flüssigsauerstoffsystem

100181138

Transportwagen für Companion 1000

B-775295-00

Druckmessgerät, Schlauchzubehörteil

B-775270-00

Korb für den Transport mit dem Rollstuhl

B-775538-00

CAIRE Inc.

2200 Airport Industrial Drive, Suite 500

Ball Ground, GA 30107

Tel.: 770-721-7759 • Gebührenfrei unter: 1-800-482-2473

Fax: 770-721-7758

Chart BioMedical GmbH

Essenerstraße 68

42327 Wuppertal

Tel: +49 (0) 202-73955409

Alle beinhalteten Illustrationen und Spezifikationen berufen sich auf die zum Zeitpunkt der Herausgabe aktuellen Produktinformationen. Caire inc. behält sich das Recht vor Produktionen einzustellen und Preise, Material, Ausstattung, Qualität, Beschreibungen, technische Daten und/oder Abläufe an den Produkten zu jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu verändern. Alle hier nicht ausdrücklich genannten Rechte behalten wir uns entsprechend vor.