

OFFREZ PLUS DE CONFORT AUX PATIENTS

LE **SUMMUM** EN
MATIÈRE
D'OXYGÈNE

Sprint™ et Stroller®

Portable Oxygène Liquide

Redécouvrez une certaine liberté de mouvement

Léger et élégant, l'appareil portable d'oxygène liquide de CAIRE, Inc. offre aux patients suivant une oxygénothérapie ambulatoire un système convivial et fiable qui épouse parfaitement la silhouette.

Les appareils Stroller et Sprint sont conçus pour optimiser le confort et la tranquillité d'esprit du patient. Les patients peuvent facilement lire la jauge électronique et remplir rapidement le réservoir eux-mêmes. Une bandoulière confortable et facile à saisir permet de porter l'appareil sur l'épaule ou à la main. De plus, vous pouvez la détacher pour la laver.

Les modèles Stroller et Sprint sont disponibles avec tous les raccords courants afin de continuer à utiliser les accessoires pour systèmes d'oxygène liquide déjà en votre possession.

POINTS FORTS

- △ Ultraléger
 - △ Sprint : 2,7 kg
 - △ Stroller : 3,6 kg
- △ Heures de fonctionnement approximatives à 2 l/min
 - △ Sprint : 4 h
 - △ Stroller : 8 h

AVANTAGES POUR LES PATIENTS ET LES HÔPITAUX

- △ Jauge électronique facile à lire
- △ Deux configurations disponibles : remplissage par le haut ou le côté
- △ Meilleure liberté de mouvement



Composez le 05 61 08 98 58 pour commander.


CAIRE®
A Chart Industries Company
AirSep® SeQual®
www.CAIREmedical.com

Sprint et Stroller

Portable Oxygène Liquide



Caractéristiques techniques du produit

	Sprint™	Stroller®
Capacité en oxygène liquide	0,68 kg	1,36 kg
Capacité équivalente en gaz	513 l	1 026 l
Poids avec réservoir plein	2,72 kg	3,63 kg
Poids avec réservoir vide	2,04 kg	2,27 kg
Hauteur	298 mm	343 mm
Autonomie type à 2 l/min	4,3 h	8 h
Pression de fonctionnement	137 kPa (20 psi)	137 kPa (20 psi)
Taux d'évaporation normal	0,57 kg/jour	0,57 kg/jour
Plage de réglage du débit standard	Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6	Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6

Informations de commande

Description	Référence catalogue
Sprint SF (remplissage par le côté)	14836917
Sprint TF (remplissage par le haut)	10875564
Stroller SF (remplissage par le côté) à dynamomètre	10733216
Stroller TF (remplissage par le haut) à dynamomètre	10875556
Stroller TF (remplissage par le haut) à dynamomètre et boîtier souple	14767552

* Les références catalogue sont valables pour la version américaine des produits. Pour connaître les références des autres langues, veuillez contacter le service client.

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107, États-Unis
Tél. : 770 721 7759 • Numéro gratuit : 1 800 482 2473
Fax : 770 721 7758

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way
Wokingham,
Berkshire, RG41 2PL, Royaume-Uni
Tél. : +44(0) 1189 367060 • Fax : +44(0) 1189 799245