

Sprint[™] e Stroller[®]

Portatili Ossigeno Liquido

Assicurarvi la libertà di movimento

Le leggere ed eleganti unità portatili per ossigeno liquido della Caire forniscono ai pazienti sottoposti ad ossigenoterapia un sistema per muoversi agevole e facile da usare, progettato per adattarsi facilmente alla forma del corpo.

Stroller e Sprint sono progettati per dare al paziente la massima comodità e sicurezza. I pazienti possono leggere facilmente l'indicatore di livello a LED ed eseguire rapidamente le operazioni di riempimento in maniera autonoma. La comoda cinghia facile da impugnare consente il trasporto a spalla o a mano e può essere rimossa per la pulizia.

I modelli Stroller e Sprint sono disponibili con tutti i connettori più comuni per consentire l'utilizzo di ogni sistema a liquido già in dotazione.

Carratteristiche

- Ultra-leggero
 - Sprint: 2,7 kg
 - Stroller: 3,6 kg
- Tempo approssimato di funzionamento a 2 LPM
 - Sprint: 4 ore
 - Stroller: 8 ore
- Indicatore di livello a LED facile da leggere
- Disponibili con carica laterale o dall'alto
- Maggiore facilità di movimento



Sprint™ e Stroller®

Portatili Ossigeno Liquido



Specifiche prodotto

	Sprint™	Stroller®
Capacità ossigeno liquido	0,68 kg	1,36 kg
Capacità gassosa equivalente	513 l	1.026 l
Peso, pieno	2,72 kg	3,63 kg
Peso, vuoto	2,04 kg	2,27 kg
Altezza	298 mm	343 mm
Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM	4,3 ore	8 ore
Pressione di esercizio	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)
Tasso normale di evaporazione (NER)	0,57 kg/giorno	0,57 kg/giorno
Flussi standard	Off, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	Off, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

* Disponibili anche Flussi Pediatrici: Off, 0.03, 0.06, 0.13, 0.25, 0.38, 0.50, 0.63, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0

Informazioni per l'ordine*

Description	Catalog Number
Sprint SF (carica laterale)	10564117
Sprint TF (carica dall'alto)	10564096
Stroller SF LED (carica laterale ed indicatore elettronico)	10564125
Stroller TF LED (carica dall'alto ed indicatore elettronico)	10564109
Stroller TF LED custodia morbida (carica dall'alto ed indicatore elettronico)	14768264
Stroller SF Scale (carica laterale ed indicatore a bilancia)	10998054
Stroller TF Scale (carica dall'alto ed indicatore a bilancia)	10997991
Stroller TF Scale custodia morbida (carica dall'alto ed indicatore a bilancia)	14765549

* I numeri di catalogo rispecchiano i codici americani. Per i codici di una specifica lingua, contattare il servizio assistenza clienti

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107
Ph 770-721-7759 • Toll-Free 1-800-482-2473
Fax 888-932-2473

CAIRE Inc. si riserva il diritto di interrompere la produzione o di modificare prezzi, materiali, apparecchiature, qualità, descrizioni, specifiche e/o processi dei propri prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso e senza ulteriori obblighi o conseguenze. Tutti i diritti non espressamente indicati nel presente documento sono riservati, laddove applicabili.



Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way
Wokingham RG41 2PL, United Kingdom
Ph +44(0) 1189 367060 • Fax +44(0) 1189 799245