

VisionAire™ 5

Concentrador de oxígeno fijo

CAIRE®
O₂ is what we do.



DISEÑO PRUBADO EN EL TIEMPO
SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES
FACILIDAD DE SERVICIO



La base de la oxigenoterapia de sus pacientes

Suministro de oxígeno compacto y ligero

El VisionAire 5 ha sido completamente rediseñado para estar a la última, cumpliendo con todas las normas de cumplimiento actuales con ingeniería de calidad y fiabilidad.

Diseño probado en el tiempo

- **Fiabilidad líder en la industria:** impresionante tasa de fiabilidad, superior al 99 %*.
- **Amplia garantía:** 3 años de garantía para el dispositivo.
- **Durabilidad probada:** diseñada con válvulas y lechos de tamizado robustos para minimizar las tasas de fallo.

Promueve la satisfacción del paciente

- **Suministro eficaz de oxígeno:** hasta el 95,5 % de concentración de 1,0 a 5,0 LPM, cumpliendo con una amplia variedad de prescripciones de los pacientes.
- **Silencioso:** casi no se dará cuenta de que este dispositivo ligero y compacto está ahí.
- **Eficiencia energética:** consumo reducido de energía para minimizar la carga en la factura energética del paciente.

Facilidad de servicio

- **Sin mantenimiento:** no se requiere mantenimiento preventivo, lo que reduce el coste total de propiedad.
- **Contador de horas doble:** LCD claro proporciona el tiempo de uso en horas y minutos.
- **Diagnósticos mejorados:** las alertas de alarma en la placa facilitan la capacidad de solucionar rápidamente los problemas.



*Datos en el archivo.

Especificaciones de VisionAire 5

VELOCIDADES DE FLUJO

1,0 – 5,0 lpm

DIMENSIONES

52,8 x 35,8 x 29,2 cm

PESO

13,6 kg

NIVEL SONORO

39 dB(A)

ENERGÍA

290 W (todas las frecuencias de flujo)

TUBO MÁXIMO

15,2 m (50 pies)

GARANTÍA

3 años



Accesorios

CÁNULA NASAL


Adulto

2,1 m (7 pies) CU002-1

7,6 m (25 pies) CU002-4

Pediátrico

2,1 m (7 pies) CU002-7



ADAPTADOR DEL HUMIDIFICADOR

(9 in. / 23 cm.)

Número de artículo
20843882



BOTELLA HUMIDIFICADORA

Número de artículo HU003-1



TUBO DE OXÍGENO

2,1 m (7 pies) CU004-2

7,6 m (25 pies) CU004-3

15,2 m (50 pies) CU004-1

Proporcione a sus pacientes la asistencia continua que necesitan con CAIRE.

Solución sin entrega

Reduzca los gastos de funcionamiento y el tiempo en el campo mientras mejora la atención al paciente con la solución sin suministro de CAIRE: la combinación del concentrador de oxígeno portátil FreeStyle® Comfort®, líder del sector, con el concentrador de oxígeno estacionario VisionAire 5, que no requiere mantenimiento.



Hacemos O₂

CAIRE lleva más de 50 años diseñando y ofreciendo las mejores tecnologías y servicios para dar soporte a la terapia de oxígeno.

Los productos CAIRE cuentan con la confianza de pacientes, proveedores, médicos y militares a nivel mundial. Permítanos poner nuestra experiencia a su disposición.



Obtenga más información sobre nuestro concentrador Eclipse 5 y sus accesorios en

CAIREinc.com

 CAIRE®

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad del producto.

© 2022 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados. ML-CONC0084-3 D