

VisionAire™ 5

Concentrador de oxigênio estacionário

CAIRE®
O₂ is what we do.



DESENHO COMPROVADO PELO TEMPO

SATISFAÇÃO DO PACIENTE

FACILIDADE DE ASSISTÊNCIA



A base da oxigenoterapia dos seus pacientes

Fornecimento de oxigénio compacto e leve

O VisionAire 5 foi completamente redesenhado para ser topo de gama, cumprindo todas as normas atuais de conformidade com engenharia de qualidade e fiabilidade.

Desenho comprovado pelo tempo

- **Fiabilidade líder da indústria**—taxa de fiabilidade superior a 99%* com as definições de fábrica
- **Garantia abrangente**—3 anos de garantia do dispositivo
- **Durabilidade comprovada**—projetado com válvulas e filtros robustos para minimizar as taxas de insucesso

Promove a satisfação do paciente

- **Administração de oxigénio eficaz**—até 95,5% de concentração de 1,0 a 5,0 LPM, satisfazendo uma grande variedade de prescrições de pacientes
- **Silencioso**—mal dará pela presença deste dispositivo leve e compacto
- **Eficiência energética**—consumo de energia reduzido para minimizar o ónus financeiro da conta de energia do paciente

Facilidade de assistência

- **Manutenção gratuita**—nenhuma manutenção preventiva necessária, reduzindo o seu custo total de propriedade
- **Contador de horas duplo**—o LCD transparente apresenta o tempo de utilização em horas e minutos
- **Diagnósticos melhorados**—os alertas de alarme incorporados aumentam a capacidade de resolução rápida de problemas



*Dados em ficheiro.

Especificações do VisionAire 5

TAXA DE FLUXO

1,0 – 5,0 LPM

DIMENSÕES

52,8 x 35,8 x 29,2 cm

PESO

13,6 kg

NÍVEL DE SOM

39 dB(A)

ALIMENTAÇÃO

290 W (todas as taxas de fluxo)

TUBO MÁXIMO

15,2 m (50 pés)

GARANTIA

3 anos



Acessórios

CÂNULA NASAL


Adulto

7 pés (2,1 m) CU002-1

25 pés (7,6 m) CU002-4

Pediátrica

7 pés (2,1 m) CU002-7



ADAPTADOR DO HUMIDIFICADOR

(9 pol. / 23 cm.)

Número do artigo 20843882



GARRAFA HUMIDIFICADORA

Número do artigo HU003-1



TUBOS DE OXIGÊNIO

7 pés (2,1 m) CU004-2

25 pés (7,6 m) CU004-3

50 pés (15,2 m) CU004-1

Servir os seus pacientes através do continuum da CAIRE.

Solução de não administração

Reduza os custos operacionais e o tempo no terreno, ao mesmo tempo que melhora os cuidados ao paciente com a solução CAIRE de não administração - a combinação do concentrador de oxigénio portátil líder de mercado FreeStyle® Comfort® com o concentrador de oxigénio estacionário sem manutenção VisionAire 5,



O₂ is what we do.

Há mais de 50 anos que a CAIRE desenvolve e fornece as melhores tecnologias e serviços para apoiar a oxigenoterapia.

Pacientes, prestadores de cuidados, profissionais de saúde e militares de todo o mundo reconhecem a fiabilidade dos produtos CAIRE. Deixe-nos ajudá-lo com a nossa experiência.



Saiba mais sobre o VisionAire 5 e produtos acessórios em

CAIREinc.com

**CAIRE®**

CONSULTE A DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÕES COMPLETAS. Consulte as instruções de utilização do produto aplicáveis para obter mais informações sobre as indicações, as contraindicações, os avisos, as precauções e as informações de segurança detalhadas do produto.

© 2023 CAIRE Inc. Todos os direitos reservados. ML-CONC0082-6 G