

FreeStyle® Comfort®

完璧なフィット感

CAIRE®
O₂の供給は当社の
使命です。

主な特徴とメリット



最高の快適性

体にフィットする曲線的なシルエットデザインの快適さを患者様に実感していただけます。FreeStyleComfortのポータブル酸素濃縮器は、軽量でコンパクトです。



スマートなO2供給

autoSAT®、UltraSense®、autoDOSE®、およびmyCAIRE™の独自の臨床機能により、患者様が必要ときに、必要なだけの酸素を確実に供給することができます。



適切なO2飽和度

5つの設定と毎分最大1050 mLの酸素を供給するFreeStyle Comfortが、患者様の幅広いニーズに対応します。本機は最大95%の純酸素を供給し、適切な飽和度をより確実にします。



確かな品質

シーブベッドの技術や重要な部品を含むロバストデザインの機能により、最小限のメンテナンスと長期使用を実現します。CAIREは、機器とシーブベッドに3年保証を付けた最高の保証を提供しています。

仕様

流量

パルス投与 1~5
O₂出力設定：
設定1-210 mL / 分
設定2-420 mL / 分
設定3-630 mL / 分
設定4-840 mL / 分
設定5-1050 mL / 分

寸法

25.4 x 18.5 x 7.9 cm
8セルバッテリーパック
27.9 x 18.5 x 7.9 cm
16セルバッテリーパック

重量

2.3 kg
8セルバッテリーパック
2.7 kg
16セルバッテリーパック

音量レベル

設定2の場合、39.9
dB (A)

トリガー感度

-0.10 cm超 / H₂O (調整可能)

バッテリー持続時間

8セルバッテリーで最大
8時間
16セルバッテリーで最大
16時間

電源

AC電源：1~0240
VAC、50~60Hz
DC電源：11~18VDC
(最大10アンペア)
バッテリー：リチウムイオン

保証期間

3年
(シーブベッドを含む)
バッテリーと電源装置は1年



FreeStyle® Comfort®

より豊かで快適な生活への扉を開く

CAIRE®
O₂の供給は当社の
使命です。

持ち運び用バッグ (FreeStyle Comfortを収納)

商品番号
MI396-1



全付属品持ち運び用バッグ (本機と付属品を収納)

商品番号
MI320-2

交換用ストラップ
商品番号
MI397-1



バックパック

商品番号
MI459-1




バッテリーパック

8セル 商品番号
BT034-2S



16セル 商品番号
BT035-1S



AC入力ケーブル付き電源

商品番号

PW036-1S
(タイプAプラグ)*

PW036-2S
(タイプCプラグ)*



電源 (120W 15V)
(すべてのプラグ様式
に適合)

商品番号
PW036-1



AC入力ケーブル

商品番号

4997-SEQ (タイプAプラグ)*

4998-SEQ (タイプCプラグ)*

21347183 (Type I Plug, Australia)*

21495073 (Type C Plug, Brazil)*

4997-44-SEQ (Type I Plug, IRAM
Compliant, Argentina)*

4999-SEQ (Type G Plug, UK)*

4997-1-SEQ (Japan)



卓上バッテリー充電器 (バッテリーは含みません)

商品番号
BT036-1
(タイプBプラグ)*



BT036-2
(タイプEプラグ)**



車載電源コード (12 VDCアウトレット)

商品番号
CD041-1



旅行用アダプター

商品番号 5591-SEQ



粗粒子フィルター

右フィルター
商品番号
FI226-1

左フィルター
商品番号
FI227-1



* プラグタイプの詳細については、<https://www.iec.ch/world-plugs> をご確認ください。

** IECタイプIの電源ソケット用の正しいプラグを誤使用になるには、この商品と一緒に5591-SEQをお買い求めください。

FreeStyle Comfortおよび付属品の詳細については、以下をご覧ください

CAIREinc.com

完全な情報については、製品の保証書をご確認ください。
製品の適応症、禁忌、警告、注意事項、および安全性情報の詳細については、該当する製品の使用説明書を参照してください。

© 2025 CAIRE Inc. All Rights Reserved. ML-CONC0138-10 M