

# FreeStyle® Comfort®

O formato perfeito

CAIRE®  
O<sub>2</sub> is what we do.

## Principais funcionalidades e vantagens



### Máximo conforto

Deixe os pacientes experimentarem o conforto do design de silhueta curva e reduzida. O concentrador de oxigénio portátil FreeStyle Comfort é leve e compacto.



### Fornecimento inteligente de O<sub>2</sub>

As funcionalidades clínicas únicas, incluindo autoSAT®, UltraSense®, autoDOSE e myCAIRE™ ajudam a garantir que os pacientes recebem o oxigénio de que necessitam, no momento em que necessitam.



### Saturação adequada de O<sub>2</sub>

Com 5 definições e até 1050 mL de oxigénio por minuto, o FreeStyle Comfort dá resposta a uma grande variedade de necessidades dos pacientes. A unidade fornece até 95% de oxigénio puro para garantir ainda mais a saturação adequada.



### Qualidade comprovada

As características de design robustas, incluindo a tecnologia da camada de peneira molecular e os componentes críticos, permitem uma manutenção mínima e uma longa duração. A CAIRE oferece uma das melhores garantias disponíveis no mercado, com uma garantia de 3 anos para o dispositivo e para as camadas de peneira molecular.

## Especificações

### DÉBITO

Dose de impulsos 1-5  
Definições de débito de O<sub>2</sub>:  
Definição 1 - 210 mL/min  
Definição 2 - 420 mL/min  
Definição 3 - 630 mL/min  
Definição 4 - 840 mL/min  
Definição 5 - 1050 mL/min

### DIMENSÕES

25,4 x 18,5 x 7,9 cm  
(10,0 x 7,3 x 3,1 pol.)  
Conjunto de baterias de 8 células  
27,9 x 18,5 x 7,9 cm  
(11,0 x 7,3 x 3,1 pol.)  
Conjunto de baterias de 16 células

### PESO

2,3 kg (5 lbs)  
Conjunto de baterias de 8 células  
2,7 kg (6 lbs)  
Conjunto de baterias de 16 células

### NÍVEL DE SOM

39,9 dB(A) na Definição 2

### SENSIBILIDADE DO ACIONADOR

> -0,10 cm/H<sub>2</sub>O  
(ajustável)

### AUTONOMIA DA BATERIA

Bateria de 8 células até 8 horas  
Bateria de 16 células até 16 horas

### ALIMENTAÇÃO

Energia CA: 100-240 VCA, 50-60 Hz  
Energia CC: 11-18 VCC (máx. 10 amperes)  
Bateria: íões de lítio

### GARANTIA

3 anos  
(Inclui camadas de peneira molecular)  
1 ano para a bateria e fontes de alimentação



# FreeStyle® Comfort®

Abra a porta à qualidade de vida

CAIRE®  
O<sub>2</sub> is what we do.

## BOLSA DE TRANSPORTE (Só suporta o FreeStyle Comfort)

Número do artigo  
MI396-1



## CARREGADOR DE BATERIA CONVENCIONAL (Bateria não incluída)

Números dos artigos

BT036-1  
(Tomada Tipo B)\*

BT036-2  
(Tomada Tipo E)\*\*



## BOLSA DE TRANSPORTE PARA TODOS OS ACESSÓRIOS (Suporta a unidade e os acessórios)

Número do artigo  
MI372-2

Alça de substituição  
Número do artigo  
MI397-1



## CONJUNTO DE BATERIA

Número do artigo de 8 células  
BT034-1S



Número do artigo de 16 células  
BT035-1S



## CABO DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM AUTOMÓVEIS (Tomada 12 VCC)

Número do artigo  
CD041-1



## CABO DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM TOMADAS DA AUSTRÁLIA

Número do artigo  
21347183



## FONTE DE ALIMENTAÇÃO (120 W 15 V) (Compatível com todos os tipos de tomada)

Número do artigo  
PW036-1



## MOCHILA

Número do artigo  
MI459-1



## ADAPTADOR DE VIAGEM

Número do artigo 5591-SEQ



## FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM CABO DE ENTRADA CA

Números dos artigos

PW036-1S  
(Tomada Tipo A)\*

PW036-2S  
(Tomada Tipo C)\*



## CABO DE ENTRADA CA

Números dos artigos  
4997-SEQ (Tomada Tipo A)\*  
4998-SEQ (Tomada Tipo C)\*



## FILTROS DE PARTÍCULAS GROSSAS

Filtro da direita  
Número do artigo  
FI226-1

Filtro da esquerda  
Número do artigo  
FI227-1



\* Consulte <https://www.iec.ch/world-plugs> para obter mais informações sobre os tipos de tomadas.

\*\* Compre o 5591-SEQ juntamente com este artigo para adaptar a tomada de forma adequada às tomadas de corrente IEC tipo I.

Saiba mais sobre o FreeStyle Comfort e os acessórios em

[CAIREinc.com](http://CAIREinc.com)

CONSULTE A DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÕES COMPLETAS. Consulte as instruções de utilização do produto para obter mais informações sobre as indicações, as contraindicações, os avisos, as precauções e as informações de segurança detalhadas do produto aplicável.