



## FreeStyle Comfort Plus 小型分子筛制氧机



# FreeStyle Comfort Plus

## 小型分子筛制氧机

### autoSAT 功能

FreeStyle Comfort Plus 采用 CAIRE 专有的 autoSAT 功能，每次呼（呼吸频率 $\leq 20$ ml/分）送相同的氧气(氧气团)量，最高可达最大呼吸频率。随着用户呼吸频率在步行等活动中增加时，autoSAT 功能可调整设备运转以保持设定的氧气团量。

### UltraSense 功能

此脉冲剂量触发器十分灵敏，可检测呼吸时的压力变化，并在吸气时及时释放氧气脉冲。

### autoDOSE 功能

如果发生“无呼吸警报”，在设备当前流量设置下，此功能将以每分钟 20 次呼吸脉冲氧气，直到警报状态解除为止。

-  仅重2.3kg,轻巧便携可车载可上飞机
-  续航最高可达11.5小时
-  流量高且有5档可调节
-  多重智能报警
-  氧气浓度93% $\pm$  3%,确保用户吸的都是有效氧气
-  提供1-5个脉冲流量设置
-  可车载供电制氧，可在高海拔地区使用
-  人体工程学设计，提供舒适度
-  美国原装进口
-  8芯电池组的电池使用时间长达5.5小时  
16芯电池组的电池使用时间长达11.5小时

产品参数		PRODUCT SPECIFICATION
设置		1-5档脉冲设置
氧气浓度		93% $\pm$ 3%
整机重量		单电池：2.3 Kg 双电池：2.7 Kg
外形尺寸	单电池	254 X 185 X 79 mm
	双电池	279 X 185 X 79 mm
运行分贝		$\leq 60$ dB(A)
电源参数	交流电源	220VAC, 50HZ
	直流电源	12VDC可充电锂电池
电池	使用时间2档设置	单电池：4 小时 双电池：8.25 小时
	充电时间	单电池：3.5 小时 双电池：6.0 小时
预热时间		2分钟
报警类型		启动、高温、高压、低压、流速故障、低氧浓度、低电量关机、呼吸频率过快、无呼吸