

COMPANION 5™

Sauerstoffkonzentrator für Zuhause mit 5 Liter/Minute
CE-zertifiziert für internationalen Vertrieb



Qualität. Performance. Zuverlässigkeit.

Der Companion 5 passt durch seine Kompaktheit problemlos in jeden Haushalt und steht bei den täglichen Aktivitäten nicht im Weg. Dank seiner robusten Innenkomponenten verfügt der Companion 5 zudem über ein einzigartiges Luftansaugsystem mit einer Kapazität von bis zu 5 Litern/Minute bei maximaler Lebensdauer. Die bewährte qualitative Leistung sorgt für höchstes Vertrauen beim Patienten und minimiert Wartungsanrufe.

Dank der optionalen Telemedizin-Lösung myCAIRE™ kann Ihr Anbieter jetzt auch regelmäßig den Standort und die Leistung des Geräts überwachen sowie Warnmeldungen beheben – und das alles bequem vom Desktop-PC oder Smartgerät.



QUALITÄTSTECHNOLOGIE

Die autoFLOW™ Technologie hält Ihren Stromverbrauch niedrig, spart Kosten und macht sich durch Energieeinsparungen bezahlt.



SORGENFREIE PERFORMANCE

Der Companion 5 ist nicht nur mit einem Warnsystem und einfach zu verstehenden Bedienelementen ausgestattet, sondern unterstützt auch die drahtlose Verbindung mit myCAIRE – einer Telemedizin-Lösung, die Ihr Anbieter nutzen kann, um sicherzustellen, dass Sie die Unterstützung erhalten, die Sie benötigen.



KOMFORT UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Streamen Sie Ihre Lieblings-TV-Sendung, feuern Sie Ihre Sportmannschaft an oder verbringen Sie Zeit mit Ihren Liebsten, ohne sich dabei jemals Gedanken über Ihre Sauerstoffzufuhr zu machen. Der Companion 5 eignet sich als optimaler Begleiter bei Ihrer täglichen Routine daheim!

COMPANION 5™

Sauerstoffkonzentrator für Zuhause mit 5 Liter/Minute
CE-zertifiziert für internationalen Vertrieb

Enthält

- Sauerstoffkonzentrator
- Befeuchter-Adapterschlauch

Produkteigenschaften

- Kleine Größe, passt in jedes Zuhause
- Niedriger Energieverbrauch
- Leicht zugänglicher Befeuchterständer
- Leicht lesbare Bedienelemente und Warnmeldungen
- CE-zertifiziert
- Optionale Telemedizin-Lösung – myCAIRE™

Technische Daten

DURCHFLUSSRATE
0,5–5,0 Liter/Minute

GERÄUSCHPEGEL
43.74 dB(A) ±0.45 dB(A)
bei 3 LPM Litern/Minute*

STROMVERBRAUCH
280 W bei 2 Litern/Minute
350 W Maximum

ABMESSUNGEN
54,6 x 31,8 x 34,2 cm
(21,5 x 12,5 x 13,5 Inch)

O₂-KONZENTRATION
90% +5.5%/-3%

MAXIMALE SCHLAUHLÄNGE
15,2 m (50 Fuß)

GEWICHT
16,3 kg (36 Pfund)

GARANTIE
3 Jahre



Erhältliches Zubehör



ADAPTER FÜR BEFEUCHTER & FLASCHE

Adapter für Befeuchter (23 cm/9 in)


Fragen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten, ob Befeuchtung für Sie geeignet ist.



NASENKANÜLEN

Erhältlich in 2,1 m (7 Fuß) und 7,6 m (25 Fuß)

Weitere Informationen bekommen Sie von unserem Kundendienst.



SAUERSTOFFSCHLÄUCHE

Verfügbar in: 2,1 m (7 Fuß), 7,6 m (25 Fuß) und 15,2 m (50 Fuß).



CAIRE Kontaktdaten:
1.800.482.2473
www.caireinc.com

*pro Prüfnorm Nr. 14-110/2018 MDS-Hi
UMFASSENDE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER ERKLÄRUNG ZUR PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG.
Bitte lesen Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung für Produktangaben, Gegenanzeigen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und ausführliche Sicherheitsinformationen. myCAIRE ist eine Telemedizin-Lösung zur gemeinsamen Nutzung bestimmter Gerätedaten des aktivierten CAIRE-Sauerstoffkonzentrators. myCAIRE hat keinen Einfluss auf die Einstellungen des Sauerstoffkonzentrators, die Leistung oder die Sauerstofftherapie und ist nicht für die Patientenüberwachung, Diagnose oder Behandlung bestimmt. Bitte konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie medizinische Entscheidungen treffen.

© Copyright 2021 CAIRE Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ML-CONC0173-2 C