

COMPANION 5™

Concentrador de oxígeno doméstico de 5 lpm
Con Certificación CE para su distribución internacional



Calidad. Rendimiento. Fiabilidad.

Gracias a su pequeño tamaño, el concentrador Companion 5 encaja fácilmente en cualquier hogar siendo ideal para sus actividades cotidianas. Fabricado con robustos componentes internos, el concentrador Companion 5 también tiene un sistema único de admisión de aire para ofrecer la máxima durabilidad, al tiempo que produce hasta 5 lpm. Su rendimiento cumple con las expectativas del paciente y minimiza las llamadas de mantenimiento.

Y ahora, gracias a la solución opcional de telemedicina myCAIRE™*, su proveedor puede supervisar periódicamente el rendimiento de este dispositivo, así como alertar sobre cualquier problema, todo desde la comodidad de un ordenador de sobremesa o un dispositivo inteligente.



TECNOLOGÍA DE CALIDAD

Gracias a la tecnología autoFLOW™, no consumirá tanta energía, permitiéndole ahorrar en su factura de electricidad, otra ventaja operativa por el ahorro de energía que ofrece.



RENDIMIENTO QUE LE PROPORCIONA TRANQUILIDAD

Diseñado con un sistema de alertas y controles fáciles de entender, el concentrador Companion 5 viene equipado con tecnología inalámbrica que permite su conexión a myCAIRE*, una solución de telemedicina que puede utilizar su proveedor para asegurarse de que cuenta con la mejor asistencia.



COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO

Disfrute viendo su programa de televisión favorito, anime a su equipo deportivo o pase tiempo con sus seres queridos sin tener que preocuparse por el suministro de oxígeno. El Companion 5 es perfecto para ayudarlo a realizar sus rutinas diarias cuando se encuentra en casa.

COMPANION 5™

Concentrador de oxígeno doméstico de 5 lpm
Con Certificación CE para su distribución internacional

Incluye

- Concentrador de oxígeno
- Tubo de adaptador para humidificador

Características del producto

- Su perfil pequeño se ajusta fácilmente al hogar
- Bajo consumo de energía
- Soporte del humidificador de fácil acceso
- Controles y alarmas fáciles de leer
- Certificado CE
- Solución de telemedicina opcional myCAIRE™

Especificaciones

AJUSTES DE FLUJO
0,5 – 5,0 lpm

NIVEL SONORO
43.74 dB(A) ±0.45 dB(A)
a 3 LPM*

CÁNULA MÁXIMO
15,2 m (50 pies)

DIMENSIONES
54,6 x 31,8 x 34,2 cm
(21,5 x 12,5 x 13,5 pulgadas)

CONCENTRACIÓN DE O₂
90% +5.5%/-3%

GARANTÍA
3 años

PESO
16,3 kg (36 lb)

CONSUMO DE ENERGÍA
285 W a 2 lpm,
350 W como máximo



Accesorios disponibles




ADAPTADOR DE HUMIDIFICADOR Y BOTELLA

Adaptador de humidificador (9 in/23 cm)
Pregunte a su médico o terapeuta si le conviene la humidificación.



CÁNULAS NASALES

Disponible en 2,1 m (7 pies) y 7,6 m (25 pies)
Si desea obtener más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.



TUBO DE OXÍGENO

Medidas: 2,1 m (7 pies), 7,6 m (25 pies) y 15,2 m (50 pies).



Información de
contacto de CAIRE:
www.caireinc.com

* según el estándar de prueba Nr. 14-110/2018 MDS-Hi
CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad del producto. myCAIRE es una solución de telemedicina destinada a compartir datos de dispositivos específicos del concentrador de oxígeno CAIRE habilitado. myCAIRE no afecta la configuración, el rendimiento ni la oxigenoterapia del concentrador de oxígeno, y no está diseñado para la monitorización, el diagnóstico o el tratamiento de pacientes. Busque el consejo de un médico antes de tomar cualquier decisión médica.

© Copyright 2021 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados.

ML-CONC0173-3 C