

COMPANION 5™

Concentrador de oxigênio domiciliar de 5 L/min
Marcação CE para distribuição internacional



Qualidade. Desempenho. Credibilidade.

O Companion 5 é pequeno, cabe facilmente em qualquer lar e não atrapalha as suas atividades diárias. Fabricado com componentes internos resistentes, o Companion 5 também conta com um sistema exclusivo de entrada de ar para durabilidade máxima, produzindo 5 L/min. O desempenho de qualidade comprovada maximiza a confiança do paciente e minimiza a necessidade de manutenção.

Agora, graças à solução opcional de telessaúde, o myCAIRE™, seu provedor de cuidados pode monitorar periodicamente a localização e o desempenho do dispositivo e solucionar problemas de alertas, tudo isso com a conveniência de um computador de mesa ou de um dispositivo inteligente.



TECNOLOGIA DE QUALIDADE

A tecnologia autoFLOW™ mantém o baixo consumo de energia, economiza o seu dinheiro e recupera o investimento com a economia de energia.



DESEMPENHO EXCELENTE

Projetado com um sistema de alarme e controles de fácil compreensão, o Companion 5 vem equipado com tecnologia wireless que pode conectar você ao myCAIRE, uma solução em telessaúde que seu provedor de cuidados poderá usar para garantir que você receba o suporte necessário.



CONFORTO E FACILIDADE NO USO

Assista ao seu programa de TV favorito, torça para o seu time ou passe tempo com seus entes queridos sem se preocupar com seu fornecimento de oxigênio. O Companion 5 é perfeito para a sua rotina diária quando você está em casa.

COMPANION 5™

Concentrador de oxigênio domiciliar de 5 L/min
Marcação CE para distribuição internacional

Inclui

- Concentrador de oxigênio
- Tubo adaptador do umidificador

Características do produto

- O tamanho pequeno é adequado para uso em casa
- Baixo consumo de energia
- Suporte para o umidificador de fácil acesso
- Controles e alarmes de fácil leitura
- Marcação CE
- Solução opcional em telessaúde: myCAIRE™

Especificações

TAXA DE FLUXO
0,5 a 5,0 L/min

DIMENSÕES
54,6 x 31,8 x 34,2 cm
(21,5 x 12,5 x 13,5 pol.)

PESO
16,3 kg (36 lb)

NÍVEL DE SOM
43.74 dB(A) $\pm$ 0.45 dB(A)
a 3 LPM*

CONCENTRAÇÃO DE O₂
90% +5.5%/-3%

CONSUMO DE ENERGIA
285 W a 2 L/min,
Máximo de 350 W

**ALTURA MÁXIMA
DA TUBULAÇÃO**
15,2 m (50 pés)

GARANTIA
3 anos



Acessórios disponíveis



RESERVATÓRIO E ADAPTADOR DO UMIDIFICADOR

Adaptador de umidificador
(23 cm/9 pol.)


Pergunte ao seu médico ou terapeuta se a umidificação é adequada para você.



CÂNULAS NASAIS

Disponíveis em 2,1 m (7 pés)
e 7,6 m (25 pés)

Fale com nossa equipe de serviço ao cliente para saber mais.



TUBULAÇÃO DE OXIGÊNIO

Disponível em: 2,1 m (7 pés), 7,6 m (25 pés) e 15,2 m (50 pés).



Informações de
contato da CAIRE:
www.caireinc.com

* por padrão de teste Nr. 14-1 10/2018 MDS-Hi
CONSULTE A DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO PRODUTO PARA VER INFORMAÇÕES COMPLETAS. Consulte as instruções aplicáveis do produto para receber indicações, contraindicações, avisos, precauções e informações de segurança detalhadas. myCAIRE é uma solução de telessaúde destinada a compartilhar dados específicos do dispositivo do concentrador de oxigênio CAIRE habilitado. myCAIRE não afeta as configurações do concentrador de oxigênio, desempenho ou terapia de oxigênio e não se destina ao monitoramento, diagnóstico ou tratamento de pacientes. Procure o conselho de um médico antes de tomar qualquer decisão médica.