

Eclipse 5[®]

Innovación y apoyo para hacer prosperar a su negocio

CAIRE[®]
O₂ is what we do.

El galardonado Eclipse 5 supera a los concentradores de la competencia en la administración de oxígeno gracias a su capacidad de administrar hasta 192 ml en bolo mediante dosis de pulso y hasta 3 LPM de flujo continuo, lo que satisface las necesidades de una amplia variedad de pacientes.



ASISTENCIA DE CALIDAD PARA SUS PACIENTES

- El concentrador Eclipse 5 ofrece un suministro de O₂ inteligente sin igual, incorporando autoSAT[®], la única tecnología que se ajusta automáticamente a las necesidades respiratorias del paciente.
- Optimice la atención al paciente al ofrecer una solución versátil y portátil que proporciona suministro de oxígeno personalizable para adaptarse a una variedad de condiciones del paciente.



EFICIENCIA OPERATIVA MEJORADA

- Reduzca los costes operativos simplificando la administración de inventario con un dispositivo que satisface las necesidades de más pacientes.
- Minimice las necesidades de servicio para reducir los costes de mantenimiento y el coste total de propiedad.
- Reduzca las llamadas de los pacientes al reducir los errores experimentados en los dispositivos.
- Resuelva los problemas de alarmas de forma remota gracias a la conectividad inalámbrica con myCAIRE[™].



EXCELENTE HISTORIAL DE CALIDAD Y FIABILIDAD

- Más de 50 años de experiencia en la fabricación de soluciones sólidas y fiables de oxigenoterapia.
- Somos pioneros en una innovadora solución portátil que ofrece suministro continuo de oxígeno en dosis pulsadas desde 2006.
- Primer fabricante en ofrecer una garantía de tres años, incluidos los lechos de tamiz.
- Historial de rendimiento probado: tasa de reparación en garantía inferior al 5 % como promedio*.



UN SOCIO EN EL QUE PUEDE CONFIAR

- La única gama de soluciones de oxigenoterapia completa para ofrecer la atención adecuada a sus pacientes.
- Un conjunto completo de soluciones de servicio para proporcionar terapia de manera eficiente a sus pacientes.
- Colaboramos con usted para el control total de las ventas y el servicio en su mercado.

* La tasa de reparación de la garantía excluye el reemplazo del ATF.

Obtenga más información sobre nuestro concentrador Eclipse 5 y sus accesorios en

eclipseoxygen.com

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad del producto.

© 2021 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados. ML-CONC0221-3 A