

HOMESTYLE™

Cortina

Concentrateur d'oxygène stationnaire



Votre solution d'ensemble O₂



Prix accessible



Garantie complète



Fonctionnement silencieux



Interface utilisateur simple

- Débit continu (0,5 - 5 l/min)
- Pureté de l'oxygène pouvant atteindre jusqu'à 93 %, ±3 %
- Niveau sonore inférieur ou égal à 40 dB(A)*
- Alimentation : 230 V~, 50 Hz
- Consommation électrique : 320 VA
- 14,5 kg
- 380 mm (L) x 228 mm (l) x 592 mm (H)
- Structure élégante et compacte



HOMESTYLE Cortina



FreeStyle Comfort

CAIRE au service de vos patients.

Solution unique

Optimisez l'efficacité et la productivité sur le terrain tout en améliorant les soins aux patients grâce à la solution d'ensemble de CAIRE, qui combine le concentrateur d'oxygène portable FreeStyle® Comfort®, leader sur le marché, avec le concentrateur d'oxygène stationnaire HOMESTYLE™ Cortina.



La base de l'oxygénothérapie de vos patients

- Un fabricant haut de gamme de concentrateurs d'oxygène et de systèmes d'oxygène liquide pour fournir les soins appropriés à vos patients.
- Optimisez les soins aux patients en associant le FreeStyle Comfort avec le HOMESTYLE Cortina pour les besoins en oxygénothérapie à l'extérieur et à domicile.
- Garantie complète et possibilité d'extension de garantie.†
- Distribution efficace d'oxygène – Concentration jusqu'à 93 %, $\pm 3\%$ de 0,5 à 5,0 l/min, répondant à une grande variété de prescriptions des patients.
- Interface utilisateur simple – Alertes faciles à comprendre.
- Design élégant et compact – Se fond dans le décor.

*Test Method 14.1 10/2018 MDS-Hi

†Voir la déclaration de garantie.

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES, CONSULTEZ LA DÉCLARATION DE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT. Veuillez consulter le mode d'emploi applicable au produit pour les indications, contre-indications, avertissements, précautions et informations de sécurité détaillées relatifs au produit.

© 2026 CAIRE Inc. Tous droits réservés.

CAIRE®



caireinc.com

ML-CONC0291-1 C