

HOMESTYLE™

Cortina

据置型酸素濃縮装置



患者様の酸素供給ソリューション



手頃な価格設定



包括的保証



静音設計



シンプルで使いやすい操作性

- 酸素流量：0.5～5.0 L/分
- 酸素濃度：93%±3%
- 動作音：40 dB(A) 以下*
- 電源：230V～、50Hz
- 消費電力：320VA
- 重量：14.5 kg
- サイズ：380 mm（幅）× 228 mm（奥行）× 592 mm（高さ）
- エレガントでコンパクトなデザイン



HOMESTYLE Cortina



FreeStyle Comfort

CAIREの製品群を通じて、
患者ケアを支援します。

ノンデリバリーソリューション

CAIREのノンデリバリーソリューションは、業界をリードする携帯型酸素濃縮器「FreeStyle® Comfort®」と、据置型酸素濃縮器「HOMESTYLE™ Cortina」を組み合わせることで、患者様のご使用環境を最適化して、患者様のケアの質を向上させます。



患者様の酸素療法を支える基盤

- 酸素濃縮器と液体酸素システムの双方を手がけるトップメーカーとして、患者様に最適なケアを提供します。
- FreeStyle Comfort と HOMESTYLE Cortina を組み合わせることで、外出時および在宅での酸素療法ニーズに対応し、患者ケアを最適化します。
- 包括的保証と延長保証オプションをご用意しています。†
- 効果的な酸素供給—0.5~5.0 L/分で93%±3%の酸素濃度を提供し、幅広い患者様の処方に対応します。
- シンプルで使いやすい操作性—わかりやすいアラートを搭載。
- エレガントでコンパクトなデザイン—周囲の環境に自然に調和します。

CAIRE®



caireinc.com

* Test Method 14.1 10/2018 MDS-Hi

†保証書をご参照ください。

詳細については、製品の保証書をご確認ください。製品の適応症、禁忌、警告、注意事項、および安全性情報の詳細については、該当する製品の使用説明書を参照してください。

© 2026 CAIRE Inc. All Rights Reserved.

ML-CONCO291-10 C