

HOMESTYLE™

Cortina

Concentrador de oxígeno fijo



Su solución O₂ para equipos



Precios accesibles



Garantía completa



Funcionamiento silencioso



Interfaz de usuario sencilla

- Flujo continuo 0,5-5 LPM
- Pureza de oxígeno de hasta el 93 % ±3 %
- Sonido menor o igual a 40 dB(A)*
- Fuente de energía: 230V~,50Hz
- Consumo de energía: 320 VA
- 14,5 kg
- 380 mm de largo x 228 mm de ancho x 592 mm de alto
- Marco elegante y compacto



HOMESTYLE Cortina



FreeStyle Comfort

Proporcione a sus pacientes la asistencia continua que necesitan con CAIRE.

Solución completa

Optimice la eficiencia y la productividad y mejore el cuidado del paciente con la solución sin entrega de cilindros CAIRE, que combina el concentrador de oxígeno portátil líder en la industria FreeStyle® Comfort® con el concentrador de oxígeno fijo HOMESTYLE™ Cortina.



La base de la oxigenoterapia de sus pacientes

- Un fabricante de primer nivel, tanto de concentradores de oxígeno como de sistemas de oxígeno líquido, para proporcionar la atención adecuada a sus pacientes.
- Optimice la atención al paciente combinando el FreeStyle Comfort con el HOMESTYLE Cortina para las necesidades de deambulación y terapia en casa.
- Garantía completa y opción de ampliación de garantía disponibles.†
- Administración eficaz de oxígeno: hasta un 93 % ± 3 % de concentración, con un flujo de 0,5 a 5,0 LPM, adaptándose a una amplia variedad de prescripciones médicas.
- Interfaz de usuario sencilla, alertas fáciles de entender.
- Diseño elegante y compacto que se funde con el entorno.

*Test Method 14.1 10/2018 MDS-Hi

†Ver la Declaración de garantía.

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad del producto.

© 2026 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados.

CAIRE®



caireinc.com