

Concentrador de oxigênio estacionário



A sua solução para equipamentos de O₂



Preços
acessíveis



Garantia
abrangente



Funcionamento
silencioso



Interface
de usuário
simples

- Fluxo contínuo de 0,5-5 LPM
- Até 93%±3% de pureza do oxigênio
- Som inferior ou igual a 40 dB(A)*
- Fonte de alimentação: 230 V~, 50 Hz
- Consumo energético: 320 VA
- 14,5 kg
- 380 mm C x 228 mm L x 592 mm A
- Estrutura elegante e compacta



HOMESTYLE Cortina



FreeStyle Comfort

Servir os seus pacientes através da assistência contínua da CAIRE.

Solução de não entrega

Otimize a eficiência e a produtividade em campo, melhorando simultaneamente os cuidados prestados aos pacientes com a solução de não entrega da CAIRE, que combina o concentrador de oxigénio portátil FreeStyle® Comfort®, líder do setor, com o concentrador de oxigénio estacionário HOMESTYLE™ Cortina.



A base da oxigenoterapia dos seus pacientes

- Um fabricante de renome de concentradores de oxigénio e sistemas de oxigénio líquido, para proporcionar os cuidados adequados aos seus pacientes.
- Otimize os cuidados prestados aos pacientes combinando o FreeStyle Comfort com o HOMESTYLE Cortina para as necessidades de mobilidade e oxigenoterapia domiciliária.
- Garantia abrangente e opção de garantia estendida disponível.†
- Administração de oxigénio eficaz – até 93%±3% de concentração de 0,5 a 5,0 LPM, satisfazendo uma grande variedade de prescrições de pacientes.
- Interface de usuário simples – alertas fáceis de compreender.
- Design elegante e compacto – combina com o ambiente.

*Test Method 14.110/2018 MDS-Hi

†Consultar a Declaração de Garantia.

CONSULTE A DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÕES COMPLETAS. Consulte as instruções de utilização do produto aplicáveis para obter mais informações sobre as indicações, as contra-indicações, os avisos, as precauções e as informações de segurança detalhadas do produto.

© 2026 CAIRE Inc. Todos os direitos reservados.

CAIRE®



caireinc.com

ML-CONC0291-6 C