

LIBERATOR® 20, 30, 37, 45, & 60

Stationäre Flüssigsauerstoffbehälter

Entscheiden Sie sich für das Gerät, das Maßstäbe setzt

Der Liberator der Generation 4 ist ein Produkt von Spitzenqualität. Bei der Entwicklung des Liberators standen die Anwenderfreundlichkeit und die Kostenreduktion im Fokus.

Die Liberator-Flüssigsauerstoffbehälter von Caire sind sehr robust und verfügen, je nach Größe, über eine hohe Kapazität bei geringem Gesamtgewicht. Dies erleichtert den Transport und entlastet die Lieferanten. Alle Bedienelemente, einschließlich der übersichtlichen LED Füllstandanzeige, sind auf der Oberseite angebracht. Somit ist eine einfache Bedienung gewährleistet.

Die Füllanschlüsse der Liberatoren sind in drei Ausführungen erhältlich: Topfill, Sidefill und Dualfill. Auf das Vakuum der Behälter werden 5 Jahre Garantie gewährleistet.



EIGENSCHAFTEN

- Kapazität: 20 - 60 Liter
- 6,0 - 17,2-tägige Nutzungsdauer bei 2 l/min.
- Durchflussrate: 0 - 15 l/min
- Füllzeit 2,5 - 5,5 Minuten im warmen Zustand
- Füllzeit 1,5 - 4 Minuten im kalten Zustand
- 5 Jahre Vakuumgarantie
- Verbessert die Lebensqualität
- Stellt eine hohe Mobilität sicher

LIBERATOR® 20, 30, 37, 45, & 60

Flüssige Sauerstoffreservoirs

Produktdaten

	LIBERATOR 20	LIBERATOR 30	LIBERATOR 37	LIBERATOR 45	LIBERATOR 60
LOX-Kapazität	21.0 L (23 kg)	31.0 L (33,9 kg)	37.3 L (40,8 kg)	45.7 L (50,04 kg)	60.2 L (65,9 kg)
Gasvolumen	17,337 L	25,580 L	31,121 L	37,724 L	49,679 L
Leergewicht	(17,69 kg)	(22,04 kg)	(22,68 kg)	(24,95 kg)	(34,19 kg)
Gewicht in gefülltem Zustand	40,69 kg	55,94 kg	63,48 kg	74,99 kg	100,1 kg
Höhe	(622 mm)	(749 mm)	(832 mm)	(940 mm)	(991 mm)
Durchmesser	(356 mm)	(356 mm)	(356 mm)	(356 mm)	(406 mm)
Typische Nutzungsdauer bei 2 l/min	6.0 Tage	8.9 Tage	10.8 Tage	13.1 Tage	17.2 Tage
Betriebsdruck	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)
Eigenverdampfungsrate	(0,73 kg/ Tage)	(0,73 kg/ Tage)	(0,73 kg/ Tage)	(0,73 kg/ Tage)	(0,75 kg/ Tage)
Durchflussraten	Aus, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Aus, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Aus, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Aus, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Aus, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM



Bestellinformationen*

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Liberator 20 SF	13256435	Liberator 37 DF	13259599
Liberator 20 TF	13256654	Liberator 45 SF	13262085
Liberator 20 DF	13256195	Liberator 45 TF	13262253
Liberator 30 SF	13258449	Liberator 45 DF	13261699
Liberator 30 TF	13258641	Liberator 60 TF	13263811
Liberator 30 DF	13256929	Liberator 60 DF	13263758
Liberator 37 TF	13259919		

SF (Sidefill); TF (Topfill); DF (Dualfill)

* Die hier angegebenen Bestellnummern der Behälter mit Topfill- oder Dualfill- Anschluss beziehen sich auf PB Füllstutzen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.



CAIRE Kontaktdaten:
+49 (0) 202 258 591 32
www.caireinc.com

UMFASSENDE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER ERKLÄRUNG ZUR PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG. Bitte lesen Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung für Produktangaben, Gegenanzeigen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und ausführliche Sicherheitsinformationen.

© 2022 CAIRE Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ML-LOX0002-2 F