

LIBERATOR[®] 20, 30, 37, 45 E 60

Reservatórios de oxigênio líquido

Escolha aquele que estabelece os padrões

Tudo no Liberator é topo de gama. O Liberator foi especialmente concebido para maximizar a comodidade do paciente e otimizar a distribuição de líquido para uma maior rentabilidade.

Os Liberators da CAIRE são robustos e têm mais capacidade de líquido com menos peso total. Isto permite-lhe alargar as entregas sem obrigar o pessoal a transportar uma unidade mais pesada. Todos os controlos (incluindo o medidor LED de fácil leitura) estão montados na parte superior para uma consulta rápida e utilização simples.

Os Liberators têm conectores de enchimento padrão do setor e podem ser encomendados com três opções de enchimento: conectores de enchimento superior, lateral ou duplo para se adaptarem às necessidades do paciente. Estão cobertos por uma garantia de vácuo de cinco anos.



CARACTERÍSTICAS

- Capacidade de 20–60 litros
- Funcionamento durante 6–17,2 dias a 2 LPM
- Taxa de fluxo de 0–15 LPM
- Tempo de enchimento de 2,5–5,5 minutos quente
- Tempo de enchimento de 1,5–4 minutos frio
- Garantia de vácuo de 5 anos
- Melhora a qualidade de vida
- Melhora a mobilidade

LIBERATOR® 20, 30, 37, 45 E 60

Reservatórios de oxigênio líquido

Especificações do produto

	LIBERATOR 20	LIBERATOR 30	LIBERATOR 37	LIBERATOR 45	LIBERATOR 60
Capacidade de LOX	21,0 L 23 kg (50,7 lb)	31,0 L 33,9 kg (74,8 lb)	37,3 L 40,8 kg (90,0 lb)	45,7 L 50,04 kg (110,3 lb)	60,2 L 65,9 kg (145,3 lb)
Capacidade gasosa equivalente	17.337 L	25.580 L	31.121 L	37.724 L	49.679 L
Peso, vazio	17,69 kg (39 lb)	22,04 kg (48,6 lb)	22,68 kg (50 lb)	24,95 kg (55 lb)	34,19 kg (75,4 lb)
Peso, cheio	40,69 kg (89,7 lb)	55,94 kg (122,32 lb)	63,48 kg (140 lb)	74,99 kg (165,32 lb)	100,1 kg (220,68 lb)
Altura	622 mm (24,5 pol.)	749 mm (29,5 pol.)	832 mm (32,75 pol.)	940 mm (37 pol.)	991 mm (39 pol.)
Diâmetro	356 mm (14 pol.)	356 mm (14 pol.)	356 mm (14 pol.)	356 mm (14 pol.)	406 mm (16 pol.)
Tempo de utilização típica a 2 LPM	6,0 dias	8,9 dias	10,8 dias	13,1 dias	17,2 dias
Pressão de funcionamento	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)
Taxa de evaporação normal	0,73 kg/dia (1,6 lb/dia)	0,73 kg/dia (1,6 lb/dia)	0,73 kg/dia (1,6 lb/dia)	0,73 kg/dia (1,6 lb/dia)	0,75 kg/dia (1,65 lb/dia)
Intervalos de controlo de fluxo padrão	Desligado, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Desligado, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Desligado, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Desligado, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Desligado, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM



Informações para encomendas*

DESCRIÇÃO	NÚMERO DO CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DO CATÁLOGO
Liberator 20 SF	13256435	Liberator 37 DF	13259599
Liberator 20 TF	13256654	Liberator 45 SF	13262085
Liberator 20 DF	13256195	Liberator 45 TF	13262253
Liberator 30 SF	13258449	Liberator 45 DF	13261699
Liberator 30 TF	13258641	Liberator 60 TF	13263811
Liberator 30 DF	13256929	Liberator 60 DF	13263758
Liberator 37 TF	13259919		

SF (enchimento lateral); TF (enchimento superior); DF (enchimento duplo)
*Os números do catálogo refletem os números de peça em inglês (EUA). Para obter os números de peça de um idioma específico, contacte a assistência ao cliente